

## ANGLED PIGTAIL z 8 otworami bocznymi



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3F <b>L</b> AP4	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4F <b>L</b> AP4	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5F <b>L</b> AP4	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6F <b>L</b> AP4	6	1,40		
7F <b>L</b> AP4	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110AP4.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru katalogowego: M, H lub MH – na przykład: 5F110AP4M.

## ANGLED PIGTAIL – zbrojony z 8 otworami bocznymi



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100AP4	4	1,05	100	0,035"
5FT100AP4	5	1,15		0,038"
6FT100AP4	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT110AP4.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną


**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru katalogowego: M, H lub MH – na przykład: 5FT110AP4M.



## GENSINI

z 4 otworami bocznymi



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLGE	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLGE	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLGE	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLGE	6	1,40		
7FLGE	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110GE.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru katalogowego: M, H lub MH – na przykład: 6F110GEM.



## GENSINI – zbrojony

z 4 otworami bocznymi

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100GE	4	1,05	100	0,035"
5FT100GE	5	1,15		0,038"
6FT100GE	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100GE.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru katalogowego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100GEM.



## MULTI PURPOSE

z 2 otworami bocznymi



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] L	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLUM	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLUM	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLUM	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLUM	6	1,40		
7FLUM	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110UM.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru katalogowego: M, H lub MH – na przykład: 5F110UMM.



## MULTI PURPOSE – zbrojony

z 2 otworami bocznymi

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100UM	4	1,05	100	0,035"
5FT100UM	5	1,15		0,038"
6FT100UM	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100UM.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru katalogowego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100UMM.



## N.I.H. z zamkniętym końcem dystalnym i 4 otworami bocznymi



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLNI	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLNI	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLNI	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLNI	6	1,40		
7FLNI	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110NI.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 6F110NIM.



## N.I.H. – zbrojony z zamkniętym końcem dystalnym i 4 otworami bocznymi

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100NI	4	1,05	100	0,035"
5FT100NI	5	1,15		0,038"
6FT100NI	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100NI.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100NIM.



## PIGTAIL

z 8 otworami bocznymi



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLP	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLP	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLP	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLP	6	1,40		
7FLP	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110P.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6F110PM.



## PIGTAIL – zbrojony

z 8 otworami bocznymi

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100P	4	1,05	100	0,035"
5FT100P	5	1,15		0,038"
6FT100P	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100P.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną


**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100PM.



## STRAIGHT

z 8 otworami bocznymi



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLD	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLD	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLD	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLD	6	1,40		
7FLD	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 4F70D.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 4F70DM.



## STRAIGHT – zbrojony

z 8 otworami bocznymi

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100D	4	1,05	100	0,035"
5FT100D	5	1,15		0,038"
6FT100D	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100D.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100DM.



## BENTSON



Numer katalogowy: BENTSON 1	Numer katalogowy: BENTSON 2	Numer katalogowy: BENTSON 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3F <b>L</b> BE1	3F <b>L</b> BE2	3F <b>L</b> BE3	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4F <b>L</b> BE1	4F <b>L</b> BE2	4F <b>L</b> BE3	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5F <b>L</b> BE1	5F <b>L</b> BE2	5F <b>L</b> BE3	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6F <b>L</b> BE1	6F <b>L</b> BE2	6F <b>L</b> BE3	6	1,40		
7F <b>L</b> BE1	7F <b>L</b> BE2	7F <b>L</b> BE3	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110BE1.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 5F110BE1M.



## BENTSON– zbrojony

Numer katalogowy: BENTSON 1	Numer katalogowy: BENTSON 2	Numer katalogowy: BENTSON 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100BE1	4FT100BE2	4FT100BE3	4	1,05	100	0,035"
5FT100BE1	5FT100BE2	5FT100BE3	5	1,15		0,038"
4FT100BE1	4FT100BE2	4FT100BE3	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100BE1.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100BE1M.



## CEREBRAL



Numer katalogowy: CEREBRAL 10	Numer katalogowy: CEREBRAL 6	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3F <b>L</b> CE10	3F <b>L</b> CE6	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4F <b>L</b> CE10	4F <b>L</b> CE6	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5F <b>L</b> CE10	5F <b>L</b> CE6	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6F <b>L</b> CE10	6F <b>L</b> CE6	6	1,40		
7F <b>L</b> CE10	7F <b>L</b> CE6	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110CE10.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 5F110CE10M.



## CEREBRAL – zbrojony

Numer katalogowy: CEREBRAL 10	Numer katalogowy: CEREBRAL 6	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100CE10	4FT100CE6	4	1,05	100	0,035"
5FT100CE10	5FT100CE6	5	1,15		0,038"
6FT100CE10	6FT100CE6	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100CE10.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną


**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100CE10M.





## HEADHUNTER



Numer katalogowy: HEADHUNTER HE	Numer katalogowy: HEADHUNTER 1	Numer katalogowy: HEADHUNTER 2	Numer katalogowy: HEADHUNTER 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLHE	3FLHE1	3FLHE2	3FLHE3	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLHE	4FLHE1	4FLHE2	4FLHE3	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLHE	5FLHE1	5FLHE2	5FLHE3	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLHE	6FLHE1	6FLHE2	6FLHE3	6	1,40		
7FLHE	7FLHE1	7FLHE2	7FLHE3	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110HE.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 6F110HEM.



## HEADHUNTER – zbrojony

Numer katalogowy: HEADHUNTER HE	Numer katalogowy: HEADHUNTER 1	Numer katalogowy: HEADHUNTER 2	Numer katalogowy: HEADHUNTER 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100HE	4FT100HE1	4FT100HE2	4FT100HE3	4	1,05	100	0,035"
5FT100HE	5FT100HE1	5FT100HE2	5FT100HE3	5	1,15		0,038"
6FT100HE	6FT100HE1	6FT100HE2	6FT100HE3	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100HE.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100HEM.



## LEFT CAROTID



Numer katalogowy: LEFT CAROTID 1	Numer katalogowy: LEFT CAROTID 2	Numer katalogowy: LEFT CAROTID M	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3F <b>L</b> CAG1	3F <b>L</b> CAG2	3F <b>L</b> CAGM	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4F <b>L</b> CAG1	4F <b>L</b> CAG2	4F <b>L</b> CAGM	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5F <b>L</b> CAG1	5F <b>L</b> CAG2	5F <b>L</b> CAGM	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6F <b>L</b> CAG1	6F <b>L</b> CAG2	6F <b>L</b> CAGM	6	1,40		
7F <b>L</b> CAG1	7F <b>L</b> CAG2	7F <b>L</b> CAGM	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110CAG1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 5F110CAG1M.



## LEFT CAROTID – zbrojony

Numer katalogowy: LEFT CAROTID 1	Numer katalogowy: LEFT CAROTID 2	Numer katalogowy: LEFT CAROTID M	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100CAG1	4FT100CAG2	4FT100CAGM	4	1,05	100	0,035"
5FT100CAG1	5FT100CAG2	5FT100CAGM	5	1,15		0,038"
6FT100CAG1	6FT100CAG2	6FT100CAGM	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100CAG1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100CAG1M.




Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3F <b>L</b> MA	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4F <b>L</b> MA	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5F <b>L</b> MA	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6F <b>L</b> MA	6	1,40		
7F <b>L</b> MA	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110MA.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:


**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6F110MAM.




Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100MA	4	1,05	100	0,035"
5FT100MA	5	1,15		0,038"
6FT100MA	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100MA.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100MAM.



## MEDULLAIRE



Numer katalogowy: MEDULLAIRE 1	Numer katalogowy: MEDULLAIRE 2	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLMED1	3FLMED2	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLMED1	4FLMED2	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLMED1	5FLMED2	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLMED1	6FLMED2	6	1,40		
7FLMED1	7FLMED2	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110MED1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:


**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5F110MED1M.



## MEDULLAIRE – zbrojony

Numer katalogowy: MEDULLAIRE 1	Numer katalogowy: MEDULLAIRE 2	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100MED1	4FT100MED2	4	1,05	100	0,035"
5FT100MED1	5FT100MED2	5	1,15		0,038"
6FT100MED1	6FT100MED2	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100MED1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100MED1M.



## NEWTON



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3 <b>F</b> LNE	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4 <b>F</b> LNE	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5 <b>F</b> LNE	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6 <b>F</b> LNE	6	1,40		
7 <b>F</b> LNE	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110NE.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6F110NEM.



## NEWTON – zbrojony

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100NE	4	1,05	100	0,035"
5FT100NE	5	1,15		0,038"
6FT100NE	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100NE.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100NEM.



## SIMMONS



Numer katalogowy: SIMMONS 1	Numer katalogowy: SIMMONS 2	Numer katalogowy: SIMMONS 3	Numer katalogowy: SIMMONS 4	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLSIM1	3FLSIM2	3FLSIM3	3FLSIM4	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLSIM1	4FLSIM2	4FLSIM3	4FLSIM4	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLSIM1	5FLSIM2	5FLSIM3	5FLSIM4	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLSIM1	6FLSIM2	6FLSIM3	6FLSIM4	6	1,40		
7FLSIM1	7FLSIM2	7FLSIM3	7FLSIM4	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110SIM1.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 5F110SIM1M.



## SIMMONS – zbrojony

Numer katalogowy: SIMMONS 1	Numer katalogowy: SIMMONS 2	Numer katalogowy: SIMMONS 2	Numer katalogowy: SIMMONS 4	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100SIM1	4FT100SIM2	4FT100SIM3	4FT100SIM4	4	1,05	100	0,035"
5FT100SIM1	5FT100SIM2	5FT100SIM3	5FT100SIM4	5	1,15		0,038"
6FT100SIM1	6FT100SIM2	6FT100SIM3	6FT100SIM4	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100SIM1.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100SIM1M.



## VERTEBRAL



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLVERT	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLVERT	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLVERT	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLVERT	6	1,40		
7FLVERT	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110VERT.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5F110VERTM.



## VERTEBRAL – zbrojony

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100VERT	4	1,05	100	0,035"
5FT100VERT	5	1,15		0,038"
6FT100VERT	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100VERT.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100VERTM.



## COBRA



Numer katalogowy: COBRA 1	Numer katalogowy: COBRA 2	Numer katalogowy: COBRA 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLC1	3FLC2	3FLC3	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLC1	4FLC2	4FLC3	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLC1	5FLC2	5FLC3	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLC1	6FLC2	6FLC3	6	1,40		
7FLC1	7FLC2	7FLC3	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110C1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 5F110C1M.



## COBRA – zbrojony

Numer katalogowy: COBRA 1	Numer katalogowy: COBRA 2	Numer katalogowy: COBRA 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100C1	4FT100C2	4FT100C3	4	1,05	100	0,035"
5FT100C1	5FT100C2	5FT100C3	5	1,15		0,038"
6FT100C1	6FT100C2	6FT100C3	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100C1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną


Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100C1M.





**FEMORAL RENAL**

z 2 bocznymi otworami



Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3 <b>F</b> LFR	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4 <b>F</b> LFR	4	0,95	70, 80, 100, 110, 135, 160	0,035"
5 <b>F</b> LFR	5	1,25	26, 40, 50, 70, 80, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6 <b>F</b> LFR	6	1,40		
7 <b>F</b> LFR	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F110FR.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 5F110FRM.

**FEMORAL RENAL – zbrojony**

z 2 bocznymi otworami

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100FR	4	1,05	100	0,035"
5FT100FR	5	1,15		0,038"
6FT100FR	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100FR.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100FRM.



## SIDEWINDER



Numer katalogowy: SIDEWINDER 1	Numer katalogowy: SIDEWINDER 2	Numer katalogowy: SIDEWINDER 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLSID1	3FLSID2	3FLSID3	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLSID1	4FLSID2	4FLSID3	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLSID1	5FLSID2	5FLSID3	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLSID1	6FLSID2	6FLSID3	6	1,40		
7FLSID1	7FLSID2	7FLSID3	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110SID1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 6F110SID1M.



## SIDEWINDER – zbrojony

Numer katalogowy: SIDEWINDER 1	Numer katalogowy: SIDEWINDER 2	Numer katalogowy: SIDEWINDER 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100SID1	4FT100SID2	4FT100SID3	4	1,05	100	0,035"
5FT100SID1	5FT100SID2	5FT100SID3	5	1,15		0,038"
6FT100SID1	6FT100SID2	6FT100SID3	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100SID1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną


**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100SID1M.



## TONNELIER

z 2 bocznymi otworami



Numer katalogowy: TONNELIER 7	Numer katalogowy: TONNELIER 10	Numer katalogowy: TONNELIER 13	Numer katalogowy: TONNELIER 18	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLT7	3FLT10	3FLT13	3FLT18	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLT7	4FLT10	4FLT13	4FLT18	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLT7	5FLT10	5FLT13	5FLT18	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLT7	6FLT10	6FLT13	6FLT18	6	1,40		
7FLT7	7FLT10	7FLT13	7FLT18	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110T7.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 6F110T7M.



## TONNELIER – zbrojony

z 2 bocznymi otworami

Numer katalogowy: TONNELIER 7	Numer katalogowy: TONNELIER 10	Numer katalogowy: TONNELIER 13	Numer katalogowy: TONNELIER 18	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100T7	4FT100T10	4FT100T13	4FT100T18	4	1,05	100	0,035"
5FT100T7	5FT100T10	5FT100T13	5FT100T18	5	1,15		0,038"
6FT100T7	6FT100T10	6FT100T13	6FT100T18	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100T7.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100T7M.



## AMPLATZ



Numer katalogowy: AMPLATZ 1 Right	Numer katalogowy: AMPLATZ 2 Right	Numer katalogowy: AMPLATZ 3 Left	Numer katalogowy: AMPLATZ 4 Left	Numer katalogowy: AMPLATZ 5 Left	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
4FLAM1	4FLAM2	4FLAM3	4FLAM4	4FLAM5	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLAM1	5FLAM2	5FLAM3	5FLAM4	5FLAM5	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLAM1	6FLAM2	6FLAM3	6FLAM4	6FLAM5	6	1,40	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	
7FLAM1	7FLAM2	7FLAM3	7FLAM4	7FLAM5	7	1,50	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5F100AM1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 5F100AM1M.



## AMPLATZ – zbrojony

Numer katalogowy: AMPLATZ 1 Right	Numer katalogowy: AMPLATZ 2 Right	Numer katalogowy: AMPLATZ 3 Left	Numer katalogowy: AMPLATZ 4 Left	Numer katalogowy: AMPLATZ 5 Left	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100AM1	4FT100AM2	4FT100AM3	4FT100AM4	4FT100AM5	4	0,95	100	0,035"
5FT100AM1	5FT100AM2	5FT100AM3	5FT100AM4	5FT100AM5	5	1,25		0,038"
6FT100AM1	6FT100AM2	6FT100AM3	6FT100AM4	6FT100AM5	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 5FT100AM1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 5FT100AM1M.



## JUDKINS LEFT



Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 2.5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 3 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 3.5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 4 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 6 cm	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3F <b>L</b> JL2.5	3F <b>L</b> JL3	3F <b>L</b> JL3.5	3F <b>L</b> JL4	3F <b>L</b> JL5	3F <b>L</b> JL6	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4F <b>L</b> JL2.5	4F <b>L</b> JL3	4F <b>L</b> JL3.5	4F <b>L</b> JL4	4F <b>L</b> JL5	4F <b>L</b> JL6	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5F <b>L</b> JL2.5	5F <b>L</b> JL3	5F <b>L</b> JL3.5	5F <b>L</b> JL4	5F <b>L</b> JL5	5F <b>L</b> JL6	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6F <b>L</b> JL2.5	6F <b>L</b> JL3	6F <b>L</b> JL3.5	6F <b>L</b> JL4	6F <b>L</b> JL5	6F <b>L</b> JL6	6	1,40		
7F <b>L</b> JL2.5	7F <b>L</b> JL3	7F <b>L</b> JL3.5	7F <b>L</b> JL4	7F <b>L</b> JL5	7F <b>L</b> JL6	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110JL3.5.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzezroczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 6F110JL3.5M.



## JUDKINS LEFT – zbrojony

Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 2.5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 3 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 3.5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 4 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS LEFT 6 cm	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100JL2.5	4FT100JL3	4FT100JL3.5	4FT100JL4	4FT100JL5	4FT100JL6	4	1,05	100	0,035"
5FT100JL2.5	5FT100JL3	5FT100JL3.5	5FT100JL4	5FT100JL5	5FT100JL6	5	1,15		0,038"
6FT100JL2.5	6FT100JL3	6FT100JL3.5	6FT100JL4	6FT100JL5	6FT100JL6	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100JL3.5.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100JL3.5M.



## JUDKINS RIGHT



Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 2.5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 3 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 3.5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 4 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 6 cm	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3FLJR2.5	3FLJR3	3FLJR3.5	3FLJR4	3FLJR5	3FLJR6	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4FLJR2.5	4FLJR3	4FLJR3.5	4FLJR4	4FLJR5	4FLJR6	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5FLJR2.5	5FLJR3	5FLJR3.5	5FLJR4	5FLJR5	5FLJR6	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6FLJR2.5	6FLJR3	6FLJR3.5	6FLJR4	6FLJR5	6FLJR6	6	1,40		
7FLJR2.5	7FLJR3	7FLJR3.5	7FLJR4	7FLJR5	7FLJR6	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110JR3.5.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzezroczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 6F110JR3.5M.



## JUDKINS RIGHT – zbrojony

Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 2.5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 3 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 3.5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 4 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 5 cm	Numer katalogowy: JUDKINS RIGHT 6 cm	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100JR2.5	4FT100JR3	4FT100JR3.5	4FT100JR4	4FT100JR5	4FT100JR6	4	1,05	100	0,035"
5FT100JR2.5	5FT100JR3	5FT100JR3.5	5FT100JR4	5FT100JR5	5FT100JR6	5	1,15		0,038"
6FT100JR2.5	6FT100JR3	6FT100JR3.5	6FT100JR4	6FT100JR5	6FT100JR6	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100JR3.5.

**UWAGA:**

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**OB** – z 2 bocznymi otworami

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

**OBM** – z 2 bocznymi otworami i znacznikiem

**OBH** – z 2 bocznymi otworami i powłoką hydrofilną


**OBMH** – z 2 bocznymi otworami, markerem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H, MH, OB, OBM, OBH lub OBMH – na przykład: 6FT100JR3.5OBM.



## SONES

z 2 bocznymi otworami



Numer katalogowy: SONES 1	Numer katalogowy: SONES 2	Numer katalogowy: SONES 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm] <b>L</b>	Używać z przewodnikiem [cale]
3F <b>L</b> SON1	3F <b>L</b> SON2	3F <b>L</b> SON3	3	0,65	50, 70, 100	0,022"
4F <b>L</b> SON1	4F <b>L</b> SON2	4F <b>L</b> SON3	4	0,95	70, 100, 110, 135, 160	0,035"
5F <b>L</b> SON1	5F <b>L</b> SON2	5F <b>L</b> SON3	5	1,25	26, 40, 50, 70, 100, 110, 125, 135, 160	0,038"
6F <b>L</b> SON1	6F <b>L</b> SON2	6F <b>L</b> SON3	6	1,40		
7F <b>L</b> SON1	7F <b>L</b> SON2	7F <b>L</b> SON3	7	1,50		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6F110SON1.

### UWAGA:

You can order a catheter with additional options :

**M** – ze znacznikiem


**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Opcjonalne radioprzeczyste znaczniki są dostępne tylko dla rozmiarów: 4 F; 5 F i 6 F.

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH

– na przykład: 6F110SON1M.



## SONES – zbrojony

z 2 bocznymi otworami

Numer katalogowy: SONES 1	Numer katalogowy: SONES 2	Numer katalogowy: SONES 3	Rozmiar katetera [F]	Wewnętrzna średnica katetera [mm]	Długość katetera [cm]	Używać z przewodnikiem [cale]
4FT100SON1	4FT100SON2	4FT100SON3	4	1,05	100	0,035"
5FT100SON1	5FT100SON2	5FT100SON3	5	1,15		0,038"
6FT100SON1	6FT100SON2	6FT100SON3	6	1,40		

Przy składaniu zamówień należy podać numer katalogowy, np.: 6FT100SON1.

### UWAGA:

Istnieje możliwość zamówienia katetera z dodatkowymi opcjami:

**M** – ze znacznikiem

**H** – z powłoką hydrofilną

**MH** – ze znacznikiem i powłoką hydrofilną

Podczas składania zamówienia należy dodać końcówkę do numeru referencyjnego: M, H lub MH – na przykład: 6FT100SON1M.