





5.2 Cewniki moczowodowe do standardowych zastosowań



Cewniki moczowodowe

TYP KOŃCÓWKI	NR KAT.	MATERIAŁY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	OTWORY	IŁOŚĆ
Końcówka prosta						
 Cylindryczna, zamknięta	263602	PCV	3-10 Ch	Ok. 70 cm	1	10
 Cylindryczna, zamknięta	223602	PCV	3-8 Ch	Ok. 70 cm	1	10
 Cylindryczna, zamknięta	223600	PCV wyjątkowo miękka	3-8 Ch	Ok. 70 cm	1	10
 Cylindryczna, zamknięta	223606	PCV	3-8 Ch	Ok. 70 cm	2	10
 Bardzo elastyczna końcówka cylindryczna, zamknięta	333601	PCV	3-7 Ch	Ok. 70 cm	2	10
 Końcówka typu oliwka	263702	PCV	3-8 Ch	Ok. 70 cm	1	10
 Końcówka typu oliwka	223706	PCV	4-6 Ch	Ok. 70 cm	2	10
 Płaska, ścięta końcówka	263802	PCV	3-8 Ch	Ok. 70 cm	1	10
Do techniki współosiowej						
 Otwór centralny	264600	PCV	3/4/4,8 Ch	Ok. 70 cm	-	10
 Otwór centralny	223604	PCV	3-8 Ch	Ok. 70 cm	2	10

Maksymalna średnica prowadnicy dla współosiowych cewników moczowodowych


NR KAT. 264600			NR KAT. 223604			
3 Ch	4 Ch	4,8 Ch	3 Ch	4/5 Ch	6 Ch	7/8 Ch
0,018"	0,032"	0,038"	0,015"	0,018"	0,032"	0,045"
0,45 mm	0,80 mm	0,96 mm	0,38 mm	0,45 mm	0,80 mm	1,14 mm

Cewniki moczowodowe

Duży wybór dla zapewnienia optymalnej diagnostyki i terapii

- Widoczne w rtg
- Podziałka w cm
- 2 różne znaczniki do identyfikacji prawej/lewej strony
- Adapter Luer-lock w zestawie
- Z mandrynem
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- **Nie zawierają lateksu**

1.3 Pediatriczne cewniki Foley



Cewnik Foley AquaFlate Glycerine Brillant

Silikonowy, przezroczysty, z napełnioną strzykawką do wypełnienia balonu

- Napełniona strzykawka w sterylnym opakowaniu (sterylny 10 % roztwór gliceryny 1.5, 3 lub 5 ml)
- Zawór do końcówek strzykawki Luer i Luer-lock
- Widoczna w rtg końcówka i kontrastowy pasek wzdłuż trzonu cewnika
- 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- **Nie zawierają lateksu**

AquaFlate Glycerine

	NR KAT.	ROZMIAR	BALON	OTWORY	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
	178003	Cylindryczna, twarda końcówka, z mandrynem				
		6 Ch 8 Ch 10 Ch	1,5 ml 3 ml 5 ml	2 otwory położone naprzeciw siebie	Ok. 31 cm	5
	178004	Tiemann, z mandrynem				
		8 Ch 10 Ch	3 ml 5 ml	1 otwór	Ok. 31 cm	5



Cewnik Foley Rüsche Brillant

Silikonowy, przezroczysty

- Zawór do końcówek strzykawki Luer i Luer-lock
- Widoczna w rtg końcówka i kontrastowy pasek wzdłuż trzonu cewnika
- 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- **Nie zawierają lateksu**

Rüsche Brillant

	NR KAT.	ROZMIAR	BALON	OTWORY	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
	170003	Cylindryczna, twarda końcówka, z mandrynem				
		6 Ch 8 Ch 10 Ch	1,5 ml 3 ml 5 ml	2 otwory położone naprzeciw siebie	Ok. 31 cm	5
	170004	Tiemann, z mandrynem				
		8 Ch 10 Ch	3 ml 5 ml	1 otwór	Ok. 31 cm	5

1 Przecewkowe cewniki Foley

1.1 Standardowe dwudrożne



ProfilCath AquaFlate Glycerine

	NR KAT.	ROZMIAR	BALON	OTWORY	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
	171505	Cylindryczna, twarda końcówka				
		12-24 Ch	10 ml	2 otwory położone naprzeciw siebie	Ok. 41 cm	5



AquaFlate Glycerine

	NR KAT.	ROZMIAR	BALON	OTWORY	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
	178000	Cylindryczna, twarda końcówka				
		12-24 Ch	10 ml	2 otwory położone naprzeciw siebie	Ok. 41 cm	5
	178001	Dla KOBIEŃ, cylindryczna, twarda końcówka				
		12-24 Ch	10 ml	2 otwory położone naprzeciw siebie	Ok. 23 cm	5
	178305	Tiemann				
		12-24 Ch	10 ml	1 otwór	Ok. 41 cm	5



Rüsch Brillant

	NR KAT.	ROZMIAR	BALON	OTWORY	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
	170605	Cylindryczna, twarda końcówka				
		12-24 Ch	10 ml	2 otwory położone naprzeciw siebie	Ok. 41 cm	10
	171305	Tiemann				
		12-24 Ch	10 ml	1 otwór	Ok. 41 cm	5

Cewnik Foley ProfilCath AquaFlate Glycerine Brillant

Silikonowy, przezroczysty, z podłużnymi rowkami do drenażu wydzieliny z cewki moczowej, z napętnioną strzykawką do wypełnienia balonu

- Napętniona strzykawka w sterylnym opakowaniu (10 ml sterylnego 10 % roztworu gliceryny)
- Zawór do końcówek strzykawki Luer i Luer-lock
- Widoczna w rtg końcówka i kontrastowy pasek wzdłuż trzonu cewnika
- 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- **Nie zawierają lateksu**

Cewnik Foley AquaFlate Glycerine Brillant

Silikonowy, przezroczysty, z napętnioną strzykawką do wypełnienia balonu

- Napętniona strzykawka w sterylnym opakowaniu (10 ml sterylnego 10 % roztworu gliceryny)
- Zawór do końcówek strzykawki Luer i Luer-lock
- Widoczna w rtg końcówka i kontrastowy pasek wzdłuż trzonu cewnika
- 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- **Nie zawierają lateksu**

Cewnik Foley Rüsch Brillant

Silikonowy, przezroczysty

- Zawór do końcówek strzykawki Luer i Luer-lock
- Widoczna w rtg końcówka i kontrastowy pasek wzdłuż trzonu cewnika
- 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- **Nie zawierają lateksu**