



SPECYFIKACJE OGÓLNE

- Nasadka dezynfekująca SwabArt® do bezigłowych zaworów do pobierania próbek i obsadek cewników,
 - jest artykułem dezynfekującym do użytku jednorazowego, impregnowanym gąbką o dużej zdolności do pochłaniania cieczy nasączoną 70% alkoholem izopropylowym (IPA), co chroni pacjentów przed zakażeniem,
 - zaprojektowana w celu zapewniania szybkiej dezynfekcji,
 - oszczędza czas dzięki temu, że nie trzeba przemywać obsadki przed wykonaniem dostępu, i zapewnia pasywne odkażanie do 7 dni po podłączeniu do zaworu bezigłowego,
 - jest zgodna z normą EN ISO 80369-7.
- Dostępne opakowanie w taśmie do stojaków do kroplówki.
- Metoda sterylizacji: promieniowaniem gamma
- ASSET® MEDICAL DESIGN INC jest firmą zarejestrowaną na zgodność z ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012.

MATERIAŁY

Część	Materiał ¹
Korpus nasadki	LDPE (polietylen o małej gęstości)
Gąbka	Materiał o dużej chłonności
Środek anty-mikrobiologiczny	70% alkohol izopropylowy (IPA)
Materiał opakowania	Folia

¹ Żadne materiały nie zawierają PCW ani lateksu.



25.09.2018_rev01