


Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym



- ustno-nosowa
- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC
- przezroczysta
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości
- czytelne oznaczenie rurki
- balonik kontrolny znakowany średnicą mankieta i rozmiarem rurki
- przezroczysty łącznik
- znacznik głębokości w postaci grubego pierścienia
- bez lateksu
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	Ø mankieta [mm]	nr katalogowy
3,0	4,2	12,0	02-3010
3,5	4,9	12,0	02-3510
4,0	5,5	14,0	02-4010
4,5	6,2	14,0	02-4510
5,0	6,9	17,0	02-5010
5,5	7,5	17,0	02-5510
6,0	8,2	20,0	02-6010
6,5	8,8	20,0	02-6510
7,0	9,6	25,0	02-7010
7,5	10,2	25,0	02-7510
8,0	10,9	26,0	02-8010
8,5	11,5	26,0	02-8510
9,0	12,1	28,0	02-9010
9,5	12,7	28,0	02-9510
10,0	13,6	28,0	02-1010


Rurka intubacyjna z mankietem, niskociśnieniowym



- ustno-nosowa
- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC o zwiększonej elastyczności
- przezroczysta
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości
- czytelne oznaczenie rurki
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- dwa pełne pierścienie wokół rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	Ø mankieta [mm]	nr katalogowy
2,0	3,0	7,0	02-2012
2,5	3,5	8,0	02-2512
3,0	4,2	8,0	02-3012
3,5	4,8	10,0	02-3512
4,0	5,4	10,0	02-4012
4,5	6,0	12,0	02-4512
5,0	6,9	14,0	02-5012
5,5	7,5	17,0	02-5512
6,0	8,2	20,0	02-6012
6,5	8,8	20,0	02-6512
7,0	9,7	23,0	02-7012
7,5	10,3	25,0	02-7512
8,0	11,0	26,0	02-8012
8,5	11,7	27,0	02-8512
9,0	12,3	29,0	02-9012
9,5	13,0	29,0	02-9512
10,0	13,7	32,0	02-1012

Rurka intubacyjna bez mankietu



- ustno-nosowa
- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego PVC
- przezroczysta
- linia rtg na całej długości rurki
- czytelne oznaczenie rurki
- podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1 cm
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	nr katalogowy	
		PVC silikonowane	PVC silikonowane z przewodnicą
2,0	3,0	04-2010	-
2,5	3,5	04-2510	04-2514
3,0	4,2	04-3010	04-3014
3,5	4,8	04-3510	04-3514
4,0	5,4	04-4010	04-4014
4,5	6,0	04-4510	04-4514
5,0	6,9	04-5010	04-5014
5,5	7,5	04-5510	04-5514
6,0	8,2	04-6010	04-6014
6,5	8,8	04-6510	04-6514
7,0	9,7	04-7010	04-7014
7,5	10,3	04-7510	04-7514
8,0	11,0	04-8010	04-8014
8,5	11,7	04-8510	04-8514
9,0	12,3	04-9010	04-9014
9,5	13,0	04-9510	04-9514
10,0	13,7	04-1010	04-1014


Rurka intubacyjna bez mankietu, miękka



- ustno-nosowa
- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- elastyczna i miękka, rurka szczególnie polecana do długotrwałej wentylacji
- przezroczysta
- linia rtg na całej długości rurki
- czytelne oznaczenie rurki
- podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1 cm
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	nr katalogowy
2,0	3,3	07-2010
2,5	4,0	07-2510
3,0	4,5	07-3010
3,5	5,1	07-3510
4,0	5,8	07-4010
4,5	6,5	07-4510
5,0	7,3	07-5010
5,5	8,0	07-5510
6,0	8,6	07-6010
6,5	9,2	07-6510
7,0	9,7	07-7010
7,5	10,3	07-7510
8,0	11,0	07-8010
8,5	11,7	07-8510
9,0	12,3	07-9010
9,5	13,0	07-9510
10,0	13,7	07-1010


Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu



- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- przezroczysta
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu
- minimalizacja ryzyka zakażeń
- dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- linia rtg na całej długości rurki
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- polecana do długotrwałych intubacji
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	Ø mankietu [mm]	nr katalogowy	
			bez prowadnicy	z prowadnicą
5,0	7,6	20,0	06-5011	06-5014
5,5	8,3	23,0	06-5511	06-5514
6,0	9,0	23,0	06-6011	06-6014
6,5	9,7	23,0	06-6511	06-6514
7,0	10,4	26,0	06-7011	06-7014
7,5	11,0	27,0	06-7511	06-7514
8,0	11,7	30,0	06-8011	06-8014
8,5	12,2	32,0	06-8511	06-8514
9,0	12,8	36,0	06-9011	06-9014
9,5	13,4	36,0	06-9511	06-9514
10,0	14,2	36,0	06-1011	06-1014


Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani



- ustno-nosowa
- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- zwiększona długość rurki
- mankiet cienkościenny, niskociśnieniowy o dużej objętości
- przezroczysta
- stosowana do zabiegów w obrębie gardła
- czytelne oznaczenie rurki
- linia rtg na całej długości rurki
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	Ø mankietu [mm]	długość [mm]	nr katalogowy	
				silikonowana	zbrojona
4,0	5,4	20,0	368	05-4010	05-4012
5,0	6,9	25,0	368	05-5010	05-5012
6,0	8,2	28,0	368	05-6010	05-6012

Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu



- ustno-nosowa
- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC
- wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej
- zbrojenie na całej długości rurki
- odporna na załamanie
- wyprofilowana w kształcie łuku
- łącznik 15 mm trwale złączony z rurką
- dostępna z przewodnicą wewnątrz rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	nr katalogowy	
		bez przewodnicy	z przewodnicą
2,0	3,5	14-2010	-
2,5	4,2	14-2510	14-2514
3,0	4,8	14-3010	14-3014
3,5	5,4	14-3510	14-3514
4,0	6,0	14-4010	14-4014
4,5	6,9	14-4510	14-4514
5,0	7,5	14-5010	14-5014
5,5	8,2	14-5510	14-5514
6,0	8,8	14-6010	14-6014
6,5	9,7	14-6510	14-6514
7,0	10,2	14-7010	14-7014
7,5	11,0	14-7510	14-7514
8,0	11,6	14-8010	14-8014
8,5	12,3	14-8510	14-8514
9,0	12,9	14-9010	14-9014
9,5	13,7	14-9510	14-9514
10,0	14,2	14-1010	14-1014



Rurka intubacyjna zbrojona z mankiem niskociśnieniowym



- ustno-nosowa
- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC
- mankiety niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej
- zbrojenie na całej długości rurki
- odporna na załamanie
- wyprofilowana w kształcie łuku
- łącznik 15 mm trwale złączony z rurką
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- dostępna z przewodnicą wewnątrz rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	Ø mankietu [mm]	nr katalogowy	
			bez przewodnicy	z przewodnicą
2,5	4,2	8,0	12-2510	12-2514
3,0	4,8	8,0	12-3010	12-3014
3,5	5,4	10,0	12-3510	12-3514
4,0	6,0	10,0	12-4010	12-4014
4,5	6,9	12,0	12-4510	12-4514
5,0	7,5	14,0	12-5010	12-5014
5,5	8,2	17,0	12-5510	12-5514
6,0	8,8	20,0	12-6010	12-6014
6,5	9,7	20,0	12-6510	12-6514
7,0	10,2	23,0	12-7010	12-7014
7,5	11,0	25,0	12-7510	12-7514
8,0	11,6	26,0	12-8010	12-8014
8,5	12,3	27,0	12-8510	12-8514
9,0	12,9	29,0	12-9010	12-9014
9,5	13,7	29,0	12-9510	12-9514
10,0	14,2	32,0	12-1010	12-1014

Rurka intubacyjna kształtowa nosowa, miękka



- nosowa, wygięta na czoło
- typ Murphy
- wykonana z medycznego polimeru o zwiększonej elastyczności, silikonowana
- nieprzezroczysta, niezałamująca się
- z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym lub bez mankieta
- czytelne oznaczenie rurki
- linia rtg na całej długości rurki
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	Ø mankieta [mm]	nr katalogowy	
			z mankietem	bez mankieta
5,0	7,3	14,0	27-5014	28-5014
5,5	8,0	17,0	27-5514	28-5514
6,0	8,8	20,0	27-6014	28-6014
6,5	9,4	20,0	27-6514	28-6514
7,0	10,2	23,0	27-7014	28-7014
7,5	10,8	25,0	27-7514	28-7514
8,0	11,6	26,0	27-8014	28-8014

Rurka intubacyjna kształtowa nosowa



- nosowa, wygięta na czoło
- typ Murphy
- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym lub bez mankieta
- czytelne oznaczenie rurki
- przezroczysta
- linia rtg na całej długości rurki
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	Ø mankieta [mm]	nr katalogowy	
			z mankietem	bez mankieta
3,0	4,2	8,0	27-3010	28-3010
3,5	4,8	10,0	27-3510	28-3510
4,0	5,4	10,0	27-4010	28-4010
4,5	6,0	12,0	27-4510	28-4510
5,0	6,9	14,0	27-5010	28-5010
5,5	7,5	17,0	27-5510	28-5510
6,0	8,2	20,0	27-6010	28-6010
6,5	8,8	20,0	27-6510	28-6510
7,0	9,7	23,0	27-7010	28-7010
7,5	10,2	25,0	27-7510	28-7510
8,0	11,0	26,0	27-8010	28-8010

ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY

sterylny

właściwości:

- wykonany z PVC
- powierzchnia satynowa (zmrożona)
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- zamknięty koniec zgłębnika z 4 otworami bocznymi
- znacznik głębokości na długości: 460mm, 560mm, 660mm oraz 760mm
- linia RTG na całej długości zgłębnika
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- nietoksyczny, niepirogenny
- pakowany folia-papier
- jednorazowego użytku

dostępne wersje:

- łącznik z redukcją Luer CH 6 do CH 22 dł. 800 mm
- łącznik bez redukcji Luer CH 6 do CH 22 dł. 1250 mm

sposób pakowania:


opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia-papier

opakowanie handlowe: 50 szt.

opakowanie zbiorcze:

500 szt. karton – zgłębniki od CH 6 do CH 16

300 szt. karton – zgłębniki CH 20,22



Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.

Numer katalogowy:

6x800	PM08032/6x800	8x800	PM08032/8x800	10x800	PM08032/10x800
12x800	PM08032/12x800	14x800	PM08032/14x800	16x800	PM08032/16x800
18x800	PM08032/18x800	20x800	PM08032/20x800	22x800	PM08032/22x800
6x1250	PM08032/6x1250	8x1250	PM08032/8x1250	10x1250	PM08032/10x1250
12x1250	PM08032/12x1250	14x1250	PM08032/14x1250	16x1250	PM08032/16x1250
18x1250	PM08032/18x1250	20x1250	PM08032/20x1250	22x1250	PM08032/22x1250



FLOCARE®

ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY (G-TUBE)

Flocare® Zgłębnik Gastrostomijny (G-tube) jest silikonowym zgłębnikiem z balonem, używanym jako wymiennik dotychczas założonego zgłębnika gastrostomijnego (PEG, G-tube lub button). Wyrób medyczny.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

OPIS PRODUKTU

- Zgłębnik wykonany jest z przezroczystego silikonu
- Zawiera centymetrową podziałkę na zgłębniku
- Posiada silikonową zewnętrzną płytkę mocującą, która kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni), co zapewnia pacjentowi komfort i ułatwia pielęgnację skóry wokół przetoki

ELEMENTY

- A. Port do napełniania balonu wskazujący zalecaną objętość do wypełnienia balonu
- B. Port do żywienia (połączenie ENFit® z nasadką zamykającą)
- C. Silikonowa zewnętrzna płytkę mocująca
- D. Zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się diety lub innej treści żołądka
- E. Silikonowy wewnętrzny balon mocujący, znacznik umiejscowiony przy wejściu balonu, widoczny w promieniach RTG

WSKAZANIA

- Długoterminowe żywienie przez zgłębnik, przekraczające żywotność początkowo założonego zgłębnika gastrostomijnego
- Dekompresja żołądka

PRZECIWWSKAZANIA

- Niedrożna lub zakażona przetoka
- Wodobrzusze
- Zmiany nowotworowe otrzewnej

DOSTĘPNE ROZMIARY (ŚREDNICA/POJEMNOŚĆ BALONU)

- Ch 14 Balon - 5 ml (zielony)
- Ch 18 Balon - 15 ml (czerwony)
- Ch 20 Balon - 15 ml (żółty)

OPAKOWANIE

Bezpośrednie: blister


Pakowanie jednostkowe: 2 blistry w kartonie

Produkt sterylizowany, data ważności 5 lat

Nr ref. (Ch 14) 678131

Nr ref. (Ch 18) 178133

Nr ref. (Ch 20) 178134



FLOCARE®

ZGŁĘBNIK NOSOWO-JELITOWY BENGMARK®

Flocare® Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark® jest przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego. Wyrób medyczny.


Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Materiał zgłębnika: biała, całkowicie nieprzezroczysta poliuretanowa rurka
- Końcówka owalna zgłębnika z dwoma bocznymi otworami
- Hydromerowa® powłoka na końcówce zgłębnika
- Spirala Bengmark® (opatentowana): 2,5 pętli o średnicy ok. 3 cm i długości ok. 23 cm. Pętle te rozprostowują się podczas wprowadzania przewodnicy. Po usunięciu przewodnicy spirala utapia przejście przez odźwiernik i pozwala przyjąć optymalne ułożenie w jelicie cienkim
- Przewodnica: metalowa, pokryta środkiem poślizgowym, częściowo wprowadzona do zgłębnika

ELEMENTY

- Łącznik ENFit® umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit® lub strzykawką ENFit®
- Nieprzezroczysty przewód zgłębnika, kontrastujący w promieniach RTG - z nadrukowanymi znacznikami długości i nazwą produktu
- Spirala Bengmark® (opatentowana)
- Przewodnica metalowa, pokryta środkiem poślizgowym, częściowo wprowadzona do zgłębnika z łącznikiem ENFit®



FLOCARE®

ZGŁĘBNIK NOSOWO-JELITOWY BENGMARK®

WSKAZANIA

Flocare® Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark® jest przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego.

Wskazania do zaodżwiernikowego żywienia przez zgłębnik:

- Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem aspiracji, refluksu i/lub wymiotów (często we wczesnej fazie pooperacyjnej)
- Pacjenci chirurgiczni
- Pacjenci z ostrym zapaleniem trzustki
- Pacjenci z oparzeniami
- Pacjenci z upośledzoną motoryką żołądka

Jeżeli zachowana jest motoryka żołądka, zgłębnik może być umieszczony w żołądku (patrz instrukcja używania), spirala Bengmark® zostanie przemieszczona samoistnie przez odźwiernik w czasie 8-12 godzin.

Jeżeli motoryka żołądka jest upośledzona częściowo lub całkowicie, zgłębnik można przeprowadzić przez odźwiernik przy pomocy alternatywnych technik, takich jak endoskopia czy fluoroskopia.

Motorykę żołądka można również pobudzić poprzez leki, pobudzających peristaltykę jelit.

.....

DOSTĘPNE ROZMIARY (ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ)

Ch 10/145 cm

.....

OPAKOWANIE

Bezpośrednie: blister

Jednostkowe: 3 blistry w kartonie

Produkt sterylizowany, data ważności 5 lat


Nr ref. 594825

AKCESORIA

TRANSITION CONNECTOR TO ORAL/LUER SYRINGE

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

- To złącze transition jest przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer* ze zgłębnikiem dojelitowym ENFit®/portem medycznym
- Wyrób medyczny



*Strzykawka Luer - igła jest umieszczana na kaniuli strzykawki i utrzymuje się na niej ze względu na dokładne dopasowanie.
Strzykawka Luer-Lock - gwint typu Luer-Lock pozwala na połączenie z igłą poprzez nakręcenie jej na strzykawkę.

OPAKOWANIE


Bezpośrednie: blister zawierający 5 szt. / Jednostkowe: 6 blisterów w kartonie
Data ważności: 3 lata

Nr ref. 589738

TRANSITION CONNECTOR TO ENLOCK/FUNNEL TUBE

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

- To złącze transition jest przeznaczone do połączenia zestawu ENFit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką ENFit z żeńskimi łącznikami typu Oral/ENLock wyrobów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkim lejkiem zgłębnika dojelitowego
- Wyrób medyczny




OPAKOWANIE

Bezpośrednie: blister zawierający 5 szt. / Jednostkowe: 6 blisterów w kartonie
Data ważności: 3 lata

Nr ref. 589732

FLOCARE® ZESTAW PEG



ELEMENTY

- A. Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z:
 - 3 Pasmami znacznika widocznego w badaniu RTG
 - Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą
 - Końcówką pokrytą Hydromerem®, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne
 - 12-centymetrową podziałką, zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej
- B. Płytką zewnętrzną, wykonaną z silikonu, służącą do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika, dla maksymalnego komfortu pacjenta
- C. Niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika
- D. Skalpel
- E. Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem
- F. Nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika
- G. Łącznik do żywienia ENFit® (Ch 10 metalowy, Ch 14 zielony, Ch 18 czerwony)
- H. Zacisk do regulacji przepływu

Karta implantu razem z instrukcją

OPAKOWANIE

Bezpośrednie: blister

Jednostkowe: 5 blistrów w kartonie

Produkt sterylizowany, data ważności 5 lat

Nr ref. (Ch 10) 594820

Nr ref. (Ch 14) 594821

Nr ref. (Ch 18) 594822

FLOCARE® ZGŁĘBNIK PUR Z PROWADNICĄ/Z PORTEM DO ODBARCZANIA

Flocare® Zgłębnik PUR z prowadnicą/z portem do odbarczenia to zgłębnik nosowo-żołądkowy, przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka, wyposażony w dodatkowy port do odbarczenia żołądka. Wyrób medyczny.


Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Zgłębnik nosowo-żołądkowy wyposażony w dodatkowy port do odbarczenia żołądka
- Metalowa prowadnica pokryta silikonem z kulową końcówką (ułatwia wprowadzenie)
- 3 linie kontrastujące w promieniach RTG (kontrola umiejscowienia zgłębnika)
- Wykonany z miękkiego i elastycznego poliuretanu
- Może być stosowany do 6 tygodni
- Zakończenie ENFit® (zgodnie z ISO i GEDSA)
- Dostępny w rozmiarze Ch 14/110 cm

ELEMENTY

- A. Łącznik ENFit® umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit® lub strzykawką ENFit®
- B. Port do odbarczenia żołądka
- C. Przewód zgłębnika z podziałką znakowaną co 1 cm
- D. 4 otwory boczne + otwarty koniec zgłębnika
- E. Prowadnica pokryta silikonem, z kulową końcówką i żeńskim łącznikiem ENFit®
- F. Zaciski do regulacji przepływu



OPAKOWANIE

Bezpośrednio: blister

Jednostkowe: 10 blistrów w kartonie

Produkt sterylizowany, data ważności 5 lat

Nr ref. 624856

FLOCARE® ZGŁĘBNIK PUR Z PROWADNICĄ

Flocare® Zgłębnik PUR z przewodnicą to zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do podaży żywienia dojelitowego do żołądka. Wyrób medyczny.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Wykonany z poliuretanu: miękki, nie twardnieje podczas dłuższego stosowania
- Wyposażony w przewodnicę z atraumatycznym zakończeniem, ułatwiającą zakładanie
- Posiada 3 linie kontrastujące w promieniach RTG, umożliwiające kontrolę położenia zgłębnika
- Zalecana wymiana do 6 tygodni
- Posiada zakończenie ENFit® (zgodnie z ISO i GEDSA)
- Złącze ENFit® minimalizuje ryzyko niewłaściwych połączeń

ELEMENTY

- Port żywieniowy z łącznikiem ENFit® umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit® lub/i strzykawką ENFit®
- Przezroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika, z trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG i centymetrową podziałką
- Koniec dalszy zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym otworem centralnym
- Przewodnica pokryta silikonem, z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem ENFit®

DOSTĘPNE ROZMIARY (ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ)

- Ch 6/60 cm
- Ch 8/110 cm
- Ch 10/110 cm
- Ch 10/130 cm
- Ch 12/110 cm

Zgłębnik Ch 6/60 cm przeznaczony jest do żywienia niemowląt i dzieci.

OPAKOWANIE

Bezpośrednie: blister

Jednostkowe: 10 blisterów w kartonie

Produkt sterylizowany, data ważności 5 lat


Nr ref. (Ch 6/60 cm) 594567

(Ch 8/110 cm) 594569

(Ch 10/110 cm) 594570

(Ch 10/130 cm) 612929

(Ch 12/110 cm) 594571



FLOCARE®

ZGŁĘBNIK NOSOWO-JELITOWY BENCHMARK®

Flocare® Zgłębnik nosowo-jelitowy Benchmark® jest przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego. Wyrób medyczny.


Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją używania.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Materiał zgłębnika: biała, całkowicie nieprzezroczysta poliuretanowa rurka
- Końcówka owalna zgłębnika z dwoma bocznymi otworami
- Hydromerowa® powłoka na końcówce zgłębnika
- Spirala Benchmark® (opatentowana): 2,5 pętli o średnicy ok. 3 cm i długości ok. 23 cm. Pętle te rozprostowują się podczas wprowadzania prowadnicy. Po usunięciu prowadnicy spirala ułatwia przejście przez odźwiernik i pozwala przyjąć optymalne ułożenie w jelicie cienkim
- Prowadnica: metalowa, pokryta środkiem poślizgowym, częściowo wprowadzona do zgłębnika

ELEMENTY

- Łącznik ENFit® umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit® lub strzykawką ENFit®
- Nieprzezroczysty przewód zgłębnika, kontrastujący w promieniach RTG - z nadrukowanymi znacznikami długości i nazwą produktu
- Spirala Benchmark® (opatentowana)
- Prowadnica metalowa, pokryta środkiem poślizgowym, częściowo wprowadzona do zgłębnika z łącznikiem ENFit®



FLOCARE®

ZGŁĘBNIK NOSOWO-JELITOWY BENGMARK®

WSKAZANIA

Flocare® Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark® jest przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego.

Wskaźania do zaodżwiernikowego żywienia przez zgłębnik:

- Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem aspiracji, refluksu i/lub wymiotów (często we wczesnej fazie pooperacyjnej)
- Pacjenci chirurgiczni
- Pacjenci z ostrym zapaleniem trzustki
- Pacjenci z oparzeniami
- Pacjenci z upośledzoną motoryką żołądka

Jeżeli zachowana jest motoryka żołądka, zgłębnik może być umieszczony w żołądku (patrz instrukcja używania), spirala Bengmark® zostanie przemieszczona samoistnie przez odżwiernik w czasie 8-12 godzin.

Jeżeli motoryka żołądka jest upośledzona częściowo lub całkowicie, zgłębnik można przeprowadzić przez odżwiernik przy pomocy alternatywnych technik, takich jak endoskopia czy fluoroskopia.

Motorykę żołądka można również pobudzić poprzez leki, pobudzających peristaltykę jelit.

DOSTĘPNE ROZMIARY (ŚREDNICA/DŁUGOŚĆ)

Ch 10/145 cm

OPAKOWANIE


Bezpośrednie: blister

Jednostkowe: 3 blistry w kartonie

Produkt sterylizowany, data ważności 5 lat

Nr ref. 594825


Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym



- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- prowadnica
- 2 tasiemki mocujące
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	długość L [mm]	nr katalogowy	
			standard	fenestracyjna
3,0	4,2	35	31-3010	-
3,5	4,8	37	31-3510	-
4,0	5,4	40	31-4010	-
4,5	6,0	46	31-4510	-
5,0	6,9	48	31-5010	31-5055
5,5	7,5	50	31-5510	31-5555
6,0	8,2	59	31-6010	31-6055
6,5	8,9	62	31-6510	31-6555
7,0	9,7	68	31-7010	31-7055
7,5	10,3	74	31-7510	31-7555
8,0	11,0	82	31-8010	31-8055
8,5	11,7	84	31-8510	31-8555
9,0	12,3	93	31-9010	31-9055
9,5	13,0	97	31-9510	31-9555
10,0	13,7	98	31-1010	31-1055



Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem



- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe
- linia rtg na całej długości
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- wersja ze stałym lub ruchomym szyldem
- prowadnica
- 2 tasiemki mocujące
- baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	ze stałym szyldem		z ruchomym szyldem	
		długość L [mm]	nr katalogowy	długość L _{max} [mm]	nr katalogowy
5,0	6,9	58	32-5010	68	32-5040
6,0	8,2	67	32-6010	80	32-6040
7,0	9,7	79	32-7010	99	32-7040
7,5	10,3	82	32-7510	106	32-7540
8,0	11,0	92	32-8010	113	32-8040
8,5	11,7	92	32-8510	116	32-8540
9,0	12,3	107	32-9010	118	32-9040
9,5	13,0	109	32-9510	120	32-9540
10,0	13,7	115	32-1010	126	32-1040


Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu



- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- rurka polecana do długotrwałej wentylacji
- kanał do odsysania wydzieliny znad mankietu wbudowany w ściankę rurki
- dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- linia rtg na całej długości rurki
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- prowadnica
- 2 tasemki mocujące
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- znacznik głębokości wprowadzania w wersji z ruchomym szyldem
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	ze stałym szyldem		z ruchomym szyldem	
		długość L [mm]	nr katalogowy	długość L _{max} [mm]	nr katalogowy
5,0	6,9	48	39-5041	58	39-5011
5,5	7,5	50	39-5541	62	39-5511
6,0	8,2	59	39-6041	72	39-6011
6,5	8,9	62	39-6541	77	39-6511
7,0	9,7	68	39-7041	85	39-7011
7,5	10,3	74	39-7541	93	39-7511
8,0	11,0	82	39-8041	98	39-8011
8,5	11,7	84	39-8541	102	39-8511
9,0	12,3	93	39-9041	105	39-9011
9,5	13,0	97	39-9541	110	39-9511
10,0	13,7	98	39-1041	111	39-1011

Rurka Montandon do intubacji przez stomię



- wykonana z termoplastycznego PVC
- odpowiednio wyprofilowana do intubacji przez tracheostomię
- silikonowana
- mankiet wysokoobjętościowy niskociśnieniowy
- linia rtg na całej długości rurki
- czytelne oznaczenie rurki
- balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar I.D. [mm]	PVC		zbrojona	
	O.D. [mm]	nr kat.	O.D. [mm]	nr kat.
7,0	9,7	29-7010	10,2	29-7012
8,0	11,0	29-8010	11,6	29-8012
9,0	12,3	29-9010	12,9	29-9012
10,0	13,7	29-1010	14,2	29-1012

STRZYKAWKA ENTERALNA ENFIT

sterylna

właściwości:

- strzykawki Enteralne z końcówką typu ENFit
- wyposażone w złącze typu ENFit (standard ISO)
- system nie jest kompatybilny z systemami podaży pozajelitowej (dożylniej)
- system ENFit nie jest kompatybilny ze złączem typu Luer
- końcówka umieszczona niecentrycznie (poj. 60 ml)
centrycznie (poj. 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml)
- jednostronna skala
- wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny,
sterylizowany EO
- nie zawierają PVC, BPA, lateksu oraz DEHP
- logo producenta umieszczone na strzykawce



dostępne pojemności:

Rozmiar:	Numer katalogowy:
1 ml	ENF-01
3 ml	ENF-03
5 ml	ENF-05
10 ml	ENF-10
20 ml	ENF-20
35 ml	ENF-35
60 ml	ENF-60

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack

Opakowanie handlowe: 100 szt. (1ml, 3ml, 5ml, 10ml), 50szt. (20ml, 30ml), 30 szt. (60 ml)

Opakowanie zbiorcze (karton):

1 ml – 3 600 szt.	3 ml – 3 200 szt.	5 ml – 2 400 szt.
10 ml – 1 500 szt.	20 ml – 900 szt.	35 ml – 400 szt.
60 ml – 360 szt.		

Producent: Jiangsu Micsafe Medical Technology Co. Ltd.



Pakiet P3 per 1

CEWNIKI UROLOGICZNE
Urologic catheters
Урологические катетеры

GALMED®



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika



- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter



Cewniki urologiczne Urologic catheters Урологические катетеры	Długość Length Длина mm							
		2,0 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	3,7 mm	4,0 mm	4,3 mm
		CH 6	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13
		Numer katalogowy			Reference number		Номер каталожный	
 Nelaton Nelaton Nelaton	400	620604001	620804001	620904001	621004001	621104001	621204001	621304001
 Nelaton kobiecy Female Nelaton Женский Nelaton	180	620601802	620801802	620901802	621001802	621101802	621201802	621301802
 Tiemann Tiemann Tiemann	400		710804000		711004000		711204000	
 Couvellaire Couvellaire Couvellaire	400	720604000	720804000		721004000		721204000	




Państwo 93 poz. 1

CEWNIKI UROLOGICZNE
Urologic catheters
Урологические катетеры



- изготовлены из медицинского ПВХ
- твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера



							Długość Length Длина mm	Cewniki urologiczne Urologic catheters Урологические катетеры
4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	8,7 mm		
CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 26		
Numer katalogowy		Reference number		Номер каталожный				
621404001	621604001	621804001	622004001	622204001	622404001	622604001	400	 Nelaton Nelaton Nelaton
621401802	621601802	621801802	622001802	622201802			180	 Nelaton kobiecy Female Nelaton Женский Nelaton
711404000	711604000	711804000	712004000	712204000	712404000	712604000	400	 Tiemann Tiemann Tiemann
721404000	721604000	721804000	722004000	722204000	722404000	722604000	400	 Couvellaire Couvellaire Couvellaire

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłkiewicza 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

CEWNIK TIEMANN

Sterylny, bez lateksu

właściwości:

- wykonane z PVC
- powierzchnia satynowa (zmrożona)
- jednorazowego użytku
- pakowany w opakowanie blister-pack
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- sterylizowany tlenkiem etylenu

dostępne rozmiary:

- od CH 6 do CH 26 (rozmiary co 2CH)
- długość 400 mm



sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack
opakowanie handlowe: 100 szt.
opakowanie zbiorcze (karton): 600 szt.

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.
numer katalogowy:

CH 6 - PM0803701/6	CH 8 - PM0803701/8	CH 10 - PM0803701/10
CH 12 - PM0803701/12	CH 14 - PM0803701/14	CH 16 - PM0803701/16
CH 18 - PM0803701/18	CH 20 - PM0803701/20	CH 22 - PM0803701/22
CH 24 - PM0803701/24		



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.



DRENY DO RAN TYPU REDON





Redon wound drain

Дрены для ран тип Redon

- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- cyfrowa podziałka głębokości
- perforacja na dł. 12 cm od dystalnego końca

- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- numeric depth marks
- perforated on 12 cm from distal end

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цифровые обозначения глубины
- перфорированный на 12 см от дистального конца

Dreny do ran typu Redon Redon wound drain Дрены для ран тип Redon	Długość Length Длина mm	ID						
		2,0 mm	2,7 mm	3,3 mm	4,0 mm	4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm
		CH 6	CH 8	CH 10	CH 12	CH 14	CH 16	CH 18
		Numer katalogowy Reference number Номер каталожный						
 Perforowany Perforated Перфорированный	500	850605000	850805000	851005000	851205000	851405000	851605000	851805000
	700	850607000	850807000	851007000	851207000	851407000	851607000	851807000
	1000	850610000	850810000	851010000	851210000	851410000	851610000	851810000
	1500	850615000	850815000	851015000	851215000	851415000	851615000	851815000
	1700	850617000	850817000	851017000	851217000	851417000	851617000	851817000
 Perforowany z kontrastem RTG Perforated with X-ray contrast Перфорированный с рентгенконтрастом	500	850605001	850805001	851005001	851205001	851405001	851605001	851805001
	700	850607001	850807001	851007001	851207001	851407001	851607001	851807001
	1000	850610001	850810001	851010001	851210001	851410001	851610001	851810001
	1500	850615001	850815001	851015001	851215001	851415001	851615001	851815001
	1700	850617001	850817001	851017001	851217001	851417001	851617001	851817001
 Perforowany z trokarem dwustronnie ściętym Perforated with a trocar beveled on two sides Перфорированный с трокаром с двусторонним срезанием	500	850605005	850805005	851005005	851205005	851405005	851605005	851805005
	700	850607005	850807005	851007005	851207005	851407005	851607005	851807005
	1000	850610005	850810005	851010005	851210005	851410005	851610005	851810005
	1500	850615005	850815005	851015005	851215005	851415005	851615005	851815005
	1700	850617005	850817005	851017005	851217005	851417005	851617005	851817005
 Perforowany z trokarem trójsronnie ściętym Perforated with a trocar beveled on three sides Перфорированный с трокаром с тройсторонним срезанием	500	850605006	850805006	851005006	851205006	851405006	851605006	851805006
	700	850607006	850807006	851007006	851207006	851407006	851607006	851807006
	1000	850610006	850810006	851010006	851210006	851410006	851610006	851810006
	1500	850615006	850815006	851015006	851215006	851415006	851615006	851815006
	1700	850617006	850817006	851017006	851217006	851417006	851617006	851817006

Bonum

Paluch MM

**Producent sprzętu
medycznego**

Istnieje od 1989 roku


05-230 Kobyłka

ul. St. Szpotkańskiego 8

tel. 0-601-217-117

e-mail: bonum@firma.pl

BUTELKA DO DŁUGOTRWAŁEGO ODSYSANIA RAN




Podstawowe cechy wyrobu:

- wykonana z polietylenu medycznego
- jednorazowego użytku
- na zamówienie butelka sterylna /sterylizowana radiacyjnie w ICHiTJ/
- możliwość połączenia z drenami o średnicach od 8CH do 16CH
- pojemność 200 i 400 ml
- produkowana zgodnie z zaleceniami z zaleceniami Dyrektywy 93/42/EWG
- butelka sterylna posiada Certyfikat Zgodności CE poświadczony przez jednostkę notyfikowaną o numerze 1434.

Butelki produkowane w poniższym asortymencie:

REF:	POJEMNOŚĆ I RODZAJ PAKOWANIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
01	200 ml	50 sztuk
02	400 ml	25 sztuk
03	200 ml sterylna	110 sztuk
04	400 ml sterylna	65 sztuk
05	200 ml ster. papier-folia	85 sztuk
06	400 ml ster. papier-folia	60 sztuk
07	200 ml ster. opakowanie podwójne	85 sztuk

Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer – zestaw z drenem

Dren do ssaka	Typ	Yankauer standard, zagięta	Yankauer standard, prosta	Yankauer z kulką, zagięta	Yankauer z koszyczkiem, zagięta
					
25 CH/ 2100 mm	bez kontroli siły ssania	78-2220	78-2222	78-1220	78-0220
25 CH/ 2100 mm	z kontrolą siły ssania	78-2221	78-2223	78-1221	78-0221
25 CH/ 3000 mm	bez kontroli siły ssania	78-2320	78-2322	78-1320	78-0320
25 CH/ 3000 mm	z kontrolą siły ssania	78-2321	78-2323	78-1321	78-0321
30 CH/ 2100 mm	bez kontroli siły ssania	78-2230	78-2232	78-1230	78-0230
30 CH/ 2100 mm	z kontrolą siły ssania	78-2231	78-2233	78-1231	78-0231
30 CH/ 3000 mm	bez kontroli siły ssania	78-2330	78-2332	78-1330	78-0330
30 CH/ 3000 mm	z kontrolą siły ssania	78-2331	78-2333	78-1331	78-0331

C - zestaw z drenem z łącznikiem antyzagięciowym z możliwością docięcia np. 78-2220C

Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer – zestaw z drenem

Dren do ssaka	Typ	miniatura krótka 12CH, zagięta	miniatura krótka 12CH, prosta	miniatura krótka 16CH, zagięta	miniatura krótka 16CH, prosta	miniatura długa 14CH, zagięta	miniatura długa 14CH, prosta
							
20 CH/ 2100 mm	bez kontroli siły ssania	78-3260	78-3262	78-3260L	78-3262L	78-9260	78-9262
20 CH/ 2100 mm	z kontrolą siły ssania	78-3261	78-3263	78-3261L	78-3263L	78-9261	78-9263
20 CH/ 3000 mm	bez kontroli siły ssania	78-3360	78-3362	78-3360L	78-3362L	78-9360	78-9362
20 CH/ 3000 mm	z kontrolą siły ssania	78-3361	78-3363	78-3361L	78-3363L	78-9361	78-9363



Przedłużacze, dreny do ssaka

typ zakończenia	rozmiar O.D. długość	20 CH		25 CH		30 CH		35 CH	
		2100 mm	3000 mm	2100 mm	3000 mm	2100 mm	3000 mm	2100 mm	3000 mm
nasadka - nasadka 		94-6021	94-6031	94-2021	94-2031	94-3021	94-3031	94-5021	94-5031
łącznik antyzagięciowy – łącznik antyzagięciowy 		-	-	94-2020	94-2030	94-3020	94-3030	94-5020	94-5030
łącznika antyzagięciowy – łącznik antyzagięciowy z możliwością docięcia 		-	-	94-2022	94-2032	94-3022	94-3032	94-5022	94-5032
finger tip – łącznik antyzagięciowy 		-	-	94-2025	94-2035	94-3025	94-3035	-	-
nasadka – koniec prosty 		93-6021	93-6031	93-2021	93-2031	93-3021	93-3031	93-5021	93-5031
łącznik antyzagięciowy – koniec prosty 		-	-	93-2020	93-2030	93-3020	93-3030	93-5020	93-5030
końcówka męska – łącznik antyzagięciowy 		94-6026	94-6036	94-2026	94-2036	94-3026	94-3036	94-5026	94-5036

Pakiet 115

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. ptk. Leona Siłckiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

SZCZOTECZKA DO MYCIA RĄK sterylna

właściwości:

- gąbka wykonana w 100% z pianki poliuretanowej,
- miękkie włosie z polietylenu
- pilniczek w zestawie
- nie zawiera lateksu,
- nie zawiera ftalanów

Wymiary :

- 80 x 45 x 40 mm

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister
Opakowanie handlowe typu dyspenser : 30 szt.
Opakowanie zbiorcze (karton): 180 szt.



Producent: Changzhou Kenno Medical Instruments Co., Ltd.
Numer katalogowy: HK24-01




Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

CEWNIKI REKTALNE I KANKI DOODBYTNICZE
Rectal catheters and rectal tubes
Ректальные катетеры и ректальные зонды



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter
- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера



Cewniki rektalne Rectal catheters Ректальные катетеры	Długość Length Длина mm							
		8,0 mm	8,7 mm	9,3 mm	10,0 mm	10,7 mm	11,3 mm	12,0 mm
		CH 24	CH 26	CH 28	CH 30	CH 32	CH 34	CH 36
		Numer katalogowy Reference number Номер каталожный						
	400	632404000	632604000	632804000	633004000	633204000	633404000	633604000

Kanki doodbytnicze Rectal tubes Ректальные зонды	Długość Length Длина mm								
		4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	9,3 mm	10,0 mm
		CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 28	CH 30
		Numer katalogowy Reference number Номер каталожный							
	200	641402000	641602000	641802000	642002000	642202000			
	250	641402500	641602500	641802500	642002500	642202500	642402500		
	300	641403000	641603000	641803000	642003000	642203000	642403000	642803000	643003000
	400	641404000	641604000	641804000	642004000	642204000	642404000	642804000	643004000
	600	641406000	641606000	641806000	642006000	642206000	642406000	642806000	643006000

Pakiet 1/18 poz. 1

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. płk. Leona Siłckiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

ZATYCZKA DO CEWNIKA

sterylna

właściwości:

- jednorazowego użytku
- wykonana z PVC
- budowa schodkowa
- z anatomicznym uchwytem ułatwiającym aplikację
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku










sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe : 1 szt. blister-pack
opakowanie handlowe: 100 szt.
opakowanie zbiorcze: 2000 szt. karton

Producent: Changzhou Kenno Medical Instruments Co., Ltd.
Numer katalogowy: HK30-01



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Akcesoria Accessories Аксессуары	Materiał Material Материал	Numer katalogowy Reference number Номер каталожный	Akcesoria Accessories Аксессуары	Materiał Material Материал	Numer katalogowy Reference number Номер каталожный
 Zatyczki Plugs Заглушки	PCW PVC ПХВ	750000000 750000001*	 Zaciski Clamps Зажимы	PCW PVC ПХВ	820000000
 Łączniki Link connectors Соединители	PP PP ПП	760000000 760000001*	 Trójniki Adapters Тройники	PCW PVC ПХВ	830000000
 Łączniki z kontrolą odsysania Link connectors with suction control "Fingertip" Соединители с контролем отсасывания	PP PP ПП	760000010 760000011*	 Redukcje Reductions Редукции	PCW PVC ПХВ	840000001 840000002
Trójnik z łącznikami Adapter with link connectors Тройник с соединителями					830000001 830000011*

* jałowe sterile стерилизованный

Pakiet 122 poz. 1-4

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. płk. Leona Siłckiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

Inject-Plus2

strzykawka jednorazowego użytku 2-częściowa, Luer, sterylna

właściwości:

- łącznik stożkowy Luer umieszczony centralnie dla poj. 2 ml
boczenie dla pozostałych 5, 10, 20 ml
- czytelna, skala pomiarowa: 2 ml co 0,1 ml, 5 ml co 0,2 ml,
10 ml co 0,5 ml, 20 ml co 1 ml
- **rozszerzona podwójna skala**: 2 ml do 3 ml; 5 ml do 6 ml;
10 ml do 12 ml; 20 ml do 24 ml
- przezroczysty cylinder (polipropylen) strzykawki umożliwia
pełną kontrolę wizualną zawartości
- tłok strzykawki w **kolorze zielonym** (polietylen)
- **podwójna kryza zabezpieczająca** tłok przed wypadaniem
- **logo oraz nazwa strzykawki** umieszczona na korpusie strzykawki
- oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, **brak BPA oraz brak lateksu**
- **kolorystyczne oznaczenie rozmiaru** na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym
- sterylizowana tlenkiem etylenu



dostępne rozmiary:

Rozmiar:	Numer katalogowy:
2 (3) ml	LST002-3
5 (6) ml	LST005-6
10 (12) ml	LST010-12
20 (24) ml	LST020-24

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 100 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton):

2(3 ml) – 3 000 szt.	5 ml (6 ml) – 2 400 szt.
10 ml (12) – 1 600 szt.	20 ml (24 ml) – 800 szt.

Producent: Jiangsu Micsafe Medical Technology Co. Ltd.



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Paliet 122 poz. 5-6

Bialmed*


Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

JK-JECT3

Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 50ml (60), do pomp infuzyjnych

właściwości:

- łącznik stożkowy Luer Lock umieszczony centralnie
- cylinder i tłok wykonany z polipropylenu PP
- gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksu wykonana z poliizoprenu
- łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki
- dwustronna czarna skala pomiarowa (dwustronna biała skala w strzykawkach bursztynowych)
- rozszerzona skala do 60 ml, skalowanie co 1 ml
- logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki
- oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu
- sterylizowana tlenkiem etylenu



dostępne warianty:

50 ml (60ml) transparentna

50 ml (60ml) bursztynowa

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 25 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 400 szt.

Producent: Jiangsu Kanghua Medical Equipment CO. LTD. (J.K.M.)

numer katalogowy:

transparentna: KM050LL-2

bursztynowa: KM050LLB-2



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Pakiet 123 poz. 1

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

JK-JECT3

Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 100ml, cewnikowa, sterylna

właściwości:

- końcówka stożkowa do cewników
- wyposażona w dwa łączniki luer w kształcie stożka
- strzykawka wykonana z polipropylenu PP
- gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksu wykonana z poliizoprenu
- łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki
- dwustronna czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna
- skala co 2 ml wyskalowane do 100 ml
- logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki
- oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu
- sterylizowana tlenkiem etylenu



sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack
Opakowanie handlowe: 25 szt.
Opakowanie zbiorcze (karton): 100 szt.

Producent: Jiangsu Kanghua Medical Equipment CO. LTD. (J.K.M.)

numer katalogowy: KM100L-2



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Pakiet 123 poz. 2

Bialmed*

Adres do korespondencji:

Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłkiewicza 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

JK-JECT3

Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa 50ml (60), cewnikowa, sterylna

właściwości:

- końcówka stożkowa do cewników
- wyposażona w zatyczkę oraz dodatkowy łącznik Luer
- gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksu wykonana z poliizoprenu
- strzykawka wykonana w całości z polipropylenu PP
- łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki
- dwustronna czarna skala pomiarowa idealnie kontrastująca i czytelna
- rozszerzona skala do 60 ml, skalowanie co 1 ml
- logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki
- oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku, brak BPA oraz brak lateksu
- sterylizowana tlenkiem etylenu



sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 25 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 400 szt.

Producent: Jiangsu Kanghua Medical Equipment CO. LTD. (J.K.M.)

numer katalogowy: KM050L-2



Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35. 02-546 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Państwo 124 poz. 1, 8, 9

Bialmed*

Adres do korespondencji:


Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

NedFine

Igły iniekcyjne, sterylne

właściwości:

- igła z stali nierdzewnej (rurka cienkościenna) pokryta silikonem,
- złącze igły wykonane z polipropylenu rozróżnione kolorami zgodnie z ISO,
- rozróżnienie kolorystyczne według rozmiarów zgodnie z ISO na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym
- nasadka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu.
- igły nietoksyczne, niepirogenne
- metoda ostrzenia: wałek szlifierski
- typ szlif igły: LB/BL długo ścięte rozm. 0,45 do 0,9 oraz SB/BC krótko ścięte od 1,1 do 2,1



dostępne rozmiary:

0,33x12 – nr kat. KM033x12F	0,40x12 – nr kat. KM040x12F	0,40x18 – nr kat. KM040x18F	0,40x20 – nr kat. KM040x20F
0,40x40 – nr kat. KM040x40F	0,45x12 – nr kat. KM045x12F	0,45x16 – nr kat. KM045x16F	0,45x22 – nr kat. KM045x22F
0,5x16 – nr kat. KM050x16F	0,5x25 – nr kat. KM050x25F	0,5x40 – nr kat. KM050x40F	0,6x25 – nr kat. KM060x25F
0,6x30 – nr kat. KM060x30F	0,6x40 – nr kat. KM060x40F	0,7x30 – nr kat. KM070x30F	0,7x40 – nr kat. KM070x40F
0,7x50 – nr kat. KM070x50F	0,8x25 – nr kat. KM080x25F	0,8x40 – nr kat. KM080x40F	0,8x50 – nr kat. KM080x50F
0,9x25 – nr kat. KM090x25F	0,9x40 – nr kat. KM090x40F	0,9x50 – nr kat. KM090x50F	1,1x25 – nr kat. KM110x25F
1,1x40 – nr kat. KM110x40F	1,1x50 – nr kat. KM110x50F	1,2x40 – nr kat. KM120x40F	1,2x50 – nr kat. KM120x50F
1,6x40 – nr kat. KM160x40F	1,8x40 – nr kat. KM180x40F	2,1x40 – nr kat. KM210x40F	

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 100 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 10 000 szt.

Producent: Jiangsu Kanghua Medical Equipment CO. LTD. (J.K.M)



Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Bialmed*


Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

IGŁA INIEKCYJNA

sterylina

właściwości:

- igła jednorazowego użytku - do iniekcji
- wykonana ze stali nierdzewnej (rurka cienkościenna)
- pokryta silikonem
- nasadka igły i osłonka zabezpieczająca wykonane z polipropylenu
- rozróżnienie kolorystyczne nasadek według rozmiarów zgodnie z ISO, kolorowy kod także na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym
- igły występują z ostrzami długo ściętymi LB/BL
- nietoksyczne, wolne od pirogenów, pozbawione lateksu



dostępne rozmiary:

0,4x13 - PM10017/0,4X13	0,45x16 - PM10017/0,45X16	0,5x25 - PM10017/0,5X25	0,6x30 - PM10017/0,6X30	0,7x30 - PM10017/0,7X30
0,7x40 - PM10017/0,7X40	0,8x40 - PM10017/0,8X40	0,9x40 - PM10017/0,9X40	1,1x40 - PM10017/1,1X40	1,2x40 - PM10017/1,2X40

sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack
opakowanie handlowe: 100 szt. karton
opakowanie handlowe: 10 000 szt. karton

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.
Numer katalogowy:

0,4x13 - PM10017/0,4X13	0,45x16 - PM10017/0,45X16	0,5x25 - PM10017/0,5X25	0,6x30 - PM10017/0,6X30	0,7x30 - PM10017/0,7X30
0,7x40 - PM10017/0,7X40	0,8x40 - PM10017/0,8X40	0,9x40 - PM10017/0,9X40	1,1x40 - PM10017/1,1X40	1,2x40 - PM10017/1,2X40



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Bialmed*


Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH

sterylny, bez lateksu, bez ftalanów

właściwości:

- odporny na lipidy
- osłonka łącznika luer-lock
- łącznik stożkowy luer-lock "męski"
- dren PVC bez zawartości ftalanów
- łącznik stożkowy luer-lock „żeński” z podwójnym gwintem
- osłonka łącznika luer-lock
- średnica zewnętrzna 2,4 mm
- sterylizowany tlenkiem etylenu



sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. Blister
opakowanie handlowe: 300 szt.
opakowanie zbiorcze (karton): 300 szt.

Producent: Zibo Sunrise Medical Co. Ltd

Dostępne długości i numery katalogowe:

długość	kolor	Numer katalogowy	długość	kolor	Numer katalogowy
150 cm	transparentny	ET24150	150 cm	bursztynowy	ET24150A



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Bialmed*


Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

PRZYRZĄD DO TRANSFUZJI TS – TS line

Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typ TS – sterylny

właściwości:

- osłonka igły biorczej
- igła biorcza dwukanałowa
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego
- komora kroplowa z PVC, 90 mm w części przezroczystej
- całkowita długość komory kroplowej 110 mm
- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym
- klapka w kolorze czerwonym
- zaciskacz rolkowy z miejscem na igłę i uchwytem na dren
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC
- łącznik stożkowy luer lock
- osłonka łącznika luer lock
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO



dostępne długości:

- 150 cm

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack z czerwonym kodem identyfikującym

Opakowanie handlowe: 20 szt. woreczek foliowy

Opakowanie zbiorcze (karton): 300 szt.

producent: Zibo Sunrise Medical Co. Ltd

numer katalogowy: BT01/150



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Pakiet 127 poz 2, 4, 5

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłkiewicza 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

PRZYRZĄD DO INFUZJI IS PREMIUM – Premium Line

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – sterylny

właściwości:

- igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo
- igła wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- hydrofobowy filtr powietrza
- zatyczka filtra hydrofobowego w kolorze niebieskim
- duża komora kroplowa (64 mm w części przezroczystej)
- komora wykonana z PVC
- dren wykonany z PVC bez ftalanów
- tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH
- filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren i igłę oraz oznaczeniem producenta
- dodatkowe oznaczenie producenta na komorze (skrótowa nazwa „WBS”)
- łącznik stożkowy luer lock z osłonką zabezpieczającą cały łącznik także na zewnątrz
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- sterylizowany EO



dostępne rodzaje i długości:

Długości	kolor	Numer katalogowy	Długości	kolor	Numer katalogowy
dren 150 cm	transparentny	WBS PREMIUM/150	dren 150 cm	bursztynowy	WBS PREMIUM/150AMBER
dren 180 cm	transparentny	WBS PREMIUM/180	dren 180 cm	bursztynowy	WBS PREMIUM/180AMBER
dren 200 cm	transparentny	WBS PREMIUM/200	dren 200 cm	bursztynowy	WBS PREMIUM/200AMBER
dren 220 cm	transparentny	WBS PREMIUM/220	dren 220 cm	bursztynowy	WBS PREMIUM/220AMBER

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia-papier

Opakowanie handlowe: 20 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 400 szt.

Producent: Jiangsu Webest Medical Product Co. Ltd



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Bialmed*


Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

PRZYRZĄD DO INFUZJI IS – Premium Line

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - sterylny

właściwości:

- dwukanałowa igła biorcza, ścięta w dwóch płaszczyznach
- igła wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- igła wyposażona w skrzydełka ułatwiające podłączenie do butelki
- przeciwbakteryjny filtr powietrza tworzący **zamknięty system zgodnie z definicją NIOSH**
- hydrofobowa zatyczka filtra w kolorze zielonym
- duża komora kroplowa (65 mm w części przezroczystej)
- komora wykonana z PVC
- miękki, elastyczny dren wykonany z PVC niezawierającego ftalanów
- filtr cieczy o rozmiarze oczek 15 µm
- zaciskacz rolkowy w kolorze pomarańczowym z miejscem na dren i igłę oraz **nazwą producenta**
- dodatkowe dwa oznaczenia producenta: **na komorze i na skrzydełkach**
- znacznik sterylizacji na opakowaniu jednostkowym
- stożkowe złącze luer lock z osłoną zabezpieczającą całe złącze również od zewnątrz
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu)
- sterylizowany EO



dostępne długości:

- 150 cm

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister

Opakowanie handlowe: 25 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 300 szt.

Producent : Zibo Sunrise Medical Co. Ltd

Numer katalogowy: IV02W/150




Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Worki zielone

- Worek do osłony przed światłem 3000 ml – 5000 ml
(wymiary: 40x60 cm)
- Worek do osłony przed światłem 1000 ml - 3000 ml
(wymiary: 30x50 cm)
- Worek do osłony przed światłem 500 ml - 1000 ml
(wymiary: 20x30 cm)
- Worek do osłony przed światłem 100 ml - 250 ml
(wymiary: 12x21 cm)

Otwór w górnej części worka umożliwia jego zawieszenie



Osłony foliowe zabezpieczające przed promieniami UV roztwory leków

Producent: FoIPol

Pakiet 129 poz. 1

Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłckiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

KORECZKI DO WENFLONÓW

sterylne

właściwości:

- złącze luer-lock
- niepirogenne
- zapewnia szczelne zamknięcie światła strzykawki
- każda sztuka pakowana osobno w blister-pack
- koreczki posiadają trzpień powyżej krawędzi korka
- wykonane z PE
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku



sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

opakowanie handlowe: 100 szt.

opakowanie zbiorcze (karton): 5000 szt.

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.

Numer katalogowy: PM10042



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Bialmed*


Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłckiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

KORECZKI DO VENFLONÓW – COMBI

sterylne

właściwości:

- koreczki combi Luer-lock zakończenie męskie oraz żeńskie (dwustronny)
- przystosowane do zabezpieczenia złącz luer i luer-lock
- dostępne w czterech kolorach
- wykonany z ABS
- koreczki posiadają trzpień poniżej krawędzi korka
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- niepirogenne
- jednorazowego użytku



dostępne kolory:

- czerwony
- pomarańczowy
- biały
- niebieski

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack

Opakowanie handlowe: 100 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 5 000 szt.

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.

Numer katalogowy:

Czerwony - PM10041C	Biały - PM10041B
Niebieski - PM10041N	Pomarańczowy - PM10041P



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.


Bialmed*

Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłickiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

Kranik trójdrożny odporny na lipidy sterylny

właściwości:

- kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu
- posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni
- wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami
- osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock
- urządzenie jest szczelne do 5 barów (72,5 PSI)
- możliwość obrotu pokrętła o 360°
- przepływ 500 ml/min
- objętość wypełnienia 0,15 ml
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednik 50 szt.



dostępne kolory:

- Niebieski
- Czerwony
- Biały

sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. twarde blister pack
Opakowanie handlowe: 50 szt.
Opakowanie zbiorcze (karton): 500 szt.

Producent: Harsoria Healthcare PVT. LTD.

Kolor/typ – Numer katalogowy:


Niebieski – HNMLSCB45

Czerwony - HNMLSCR45

Biały - HNMLSCW45



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.



Caresite™

Bezigłowy system dostępu naczyniowego

- pojedynczy łącznik bezigłowego dostępu naczyniowego
- końcówki luer, luer lock
- przezroczysty konektor z silikonową podzielną membraną typu Split-septum
- przezierna konstrukcja łącznika umożliwiająca całkowitą kontrolę przepływu
- płaska powierzchnia membrany, łatwa do dezynfekcji
- objętość wypełnienia 0,22ml
- wielokrotnej aktywacji (216 podłączeń)
- przepływ 208 ml/min
- wytrzymałość na ciśnienie 400 psi
- brak mechanicznych części wewnętrznych
- automatyczne zabezpieczenie przed cofaniem się krwi do łącznika
- pakowany pojedynczo, sterylny
- wygodne opakowanie handlowe z „szufladą” ułatwiającą wyciąganie produktu


Nr katalogowy	Opis	Jednostka handlowa
415122-01	Pojedynczy łącznik-bezigłowy system dostępu naczyniowego	100 szt

PRO OMNIA – LOCK PRZYRZĄD DO POBIERANIA LEKÓW Z FIOLEK WIELODawkOWYCH

sterylny

właściwości:

Kaniula do wielokrotnego pobierania płynu i dodatkowego wstrzyku. Smukły i krótki kolec ułatwiający przebijanie butelek. Łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Ciasny zatrzask z identyfikacją kolorystyczną. Złącze typu Luer-lock, bez latexu i PCV. Produkt nie zawiera ftalanów



dostępne TYPY:

- zielony
- niebieski
- czerwony

Typ ZIELONY: łatwe pobieranie i uzupełniające wstrzyknięcie, niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym dzięki zintegrowanemu filtrowi bakteryjnemu 0,45 µm.

Typ NIEBIESKI: niezawodna ochrona przed cząsteczkami podczas pobierania dzięki filtrowi cząsteczkowemu 5 µm i zintegrowanemu filtrowi bakteryjnemu 0,45 µm

Typ CZERWONY: niezawodna ochrona przed cząsteczkami podczas pobierania dzięki filtrowi roztworu 5 µm i zintegrowanemu filtrowi odpowietrzającemu 0,2 µm, który zapewnia niezawodną obsługę bardzo wrażliwych roztworów na zanieczyszczenia i ochronę przed toksycznymi aerozolami

sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack
opakowanie handlowe: 25 szt.
opakowanie zbiorcze: 100 szt. karton

Producent: Pro-Active Srl.
Numer katalogowy:

Zielony – M1609
Niebieski – M1610
Czerwony – M1611




WOREK DO DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU

sterylny

właściwości:

- wykonany z PVC
- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- pojemność worka 2 000 ml, podziałka co 100ml
- dren zakończony łącznikiem schodkowym i zastawką antyreflukcyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do cewnika
- zawór spustowy typu T
- tylna biała ściana umożliwiającą lepszą wizualizację wypełnienia worka
- wzmocnione otwory ułatwiające mocowanie worka
- **nazwa producenta bezpośrednio na worku**
- dren transparentny
- pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym



dostępne długości drenów:

- 90 cm
- 110 cm
- 130 cm
- 150 cm

sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. woreczek foliowy
opakowanie handlowe: 10 szt.
opakowanie zbiorcze: 100 szt. karton

Producent: Changzhou Standard Medical Devices Co Ltd


Długość drenu – numer katalogowy:

Dren 90 cm – ST1209	Dren 110 cm – ST1209-110
Dren 130 cm – ST1209-130	Dren 150 cm – ST1209-150



Rurka nosowo – gardłowa


- wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PVC
- zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli
- silikonowana
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku



rozmiar I.D. [mm]	O.D. [mm]	nr katalogowy
2,5	3,5	41-2500
3,0	4,2	41-3000
3,5	4,8	41-3500
4,0	5,4	41-4000
4,5	6,0	41-4500
5,0	6,9	41-5000
5,5	7,5	41-5500
6,0	8,2	41-6000
6,5	8,7	41-6500
7,0	9,4	41-7000
7,5	10,0	41-7500
8,0	11,0	41-8000
8,5	11,7	41-8500
9,0	12,3	41-9000

Rurka ustno – gardłowa Guedel

- wykonana z medycznego PVC
- barwny kod wkładek
- gładko zaokrąglone krawędzie
- blokada przeciw zagryzieniu
- pojedynczo pakowana
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku



rozmiar	kolor	długość [mm]	nr katalogowy
000		30	40-1003
000		40	40-1004
00		50	40-1005
0		60	40-1006
1		70	40-1107
2		80	40-1208
2		90	40-1209
3		100	40-1310
4		110	40-1411
5		110	40-1511
6		120	40-1612

Bialmed*


Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłkiewicza 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

KOREK DO DEZYNFEKCJI

sterylny

właściwości:

- substancja czynna – 70% izopropanol (IPA)
- dezynfekcja zapobiegająca skażeniu bakteryjnemu w czasie jednej minuty
- nieprzerwana dezynfekcja przez 7 dni
- łatwe i bezpieczne użytkowanie
- konstrukcja z gwintem wewnętrznym kompatybilna ze złączem Luer-Lock
- zewnętrzna konstrukcja zapewnia doskonałą obsługę i łatwe używanie
- sterylizowany EO



sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia-papier
Opakowanie handlowe: 100 szt.
Opakowanie zbiorcze: 2 400 szt. karton

Producent: Jiangsu Caina Medical Co. , Ltd.
Numer katalogowy: DFC001




Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.

Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych



Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych BD™ z końcówką typu Quincke Point

rozmiar Gauge	długość (Inch)	średnica zewnętrzna (mm)	długość (mm)	kod barwny	nr katalogowy	box/ karton
igły do znieczuleń podpajęczynówkowych BD™ z końcówką typu Quincke Point						
27G	3 1/2	0,4	90	szary	405259	25/200
26G	3 1/2	0,4	90	brązowy	405258	25/200
25G	4 11/16	0,5	119	niebieski	405234	10/50
25G	3 1/2	0,5	90	pomarańczowy	405257	25/200
25 G (krótkie ostrze)	1	0,5	25	niebieski	405243	25/200
23G	3 1/2	0,6	90	turkusowy	405240	25/200
22G	7	0,7	177,8	czarny	405149	10/50
22G	5	0,7	127	czarny	405148	10/50
22G	3 1/2	0,7	90	czarny	405256	25/200
22G	3	0,7	75	czarny	405255	25/200
22G	1 1/2	0,7	38	czarny	405254	25/200
20G	6	0,9	152,4	żółty	405211	10/50
20G	3 1/2	0,9	90	żółty	405253	25/200
20G	3	0,9	75	żółty	405252	25/200
20G	1 1/2	0,9	38	żółty	405251	25/200
19G	3 1/2	1,1	90	jasnobrązowy	405250	25/200
18 G (do wkłuć w krążki międzykręgowe)	6	1,2	152,4	różowy	408360	10/50
18G	3 1/2	1,2	90	różowy	405248	25/200
18G	3	1,2	75	różowy	405247	25/200
igły BD™ do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Quincke Point – w zestawie przewodnica 22G 1 1/4"						
27G	3 1/2	0,4	90	szary	405069	25/200
igły BD™ do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Quincke Point – w zestawie przewodnica 20G 1 1/4"						
26G	3 1/2	0,4	90	brązowy	405065	25/200
25G	3 1/2	0,5	90	pomarańczowy	405084	25/200
przewodnice						
20G	1 1/4	do igieł 24/25/26G	32	przezroczysty	405260	25/200
22G	1 1/4	do igieł 27G	32	czarny	405261	25/200




- wcięcie na nasadce igły umożliwia precyzyjne umiejscowienie mandrynu oraz kontrolę pozycji ostrza igły
- zdefiniowane odchylenie kątowe pomiędzy mandrynem i ostrzem igły minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanki
- przezroczysta nasadka igły ułatwia wizualizację cofania się płynu
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera silikonu

KANIULA DOŻYLNNA TYPU 'MOTYLEK' sterylna

właściwości:

- kaniula do wlewów dożylnnych
- długość igły 19 mm
- długość drenu 30 cm
- igła wykonana ze stali nierdzewnej z ultracienką ścianką zapewniającą maksymalny przepływ - siłkowana
- ostre igły szlifowane w dwóch płaszczyznach
- kolorystyczne oznakowanie rozmiaru na skrzydełkach i na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym zgodnie z ISO
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku
- nietoksyczna, wolna od pirogenów



dostępne rozmiary:

1,1x19 / 19 G	0,9x19 / 20 G	0,8x19 / 21 G	0,7x19 / 22 G
0,6x19 / 23 G	0,55x19 / 24 G	0,50x19 / 25 G	0,45x19 / 26 G
0,40x19 / 27 G			

sposób pakowania:

- opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister-pack
- opakowanie handlowe: 100 szt.
- opakowanie zbiorcze: 5000 szt. karton

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.
Numer katalogowy: brak



Paźniak 151

Bialmed*


Adres do korespondencji:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. plk. Leona Siłckiego 1, Jagodne, 12-200 Pisz
tel. 87 424 11 80, fax 87 424 11 85
www.bialmed.pl

IGŁA DO PENÓW

sterylna

właściwości:

- igła do podawania insuliny
- jednorazowego użytku, nietoksyczny, wolny od pirogenów
- wysterylizowany za pomocą tlenku etylenu
- kolorystyczne oznaczenie nasadki według rozmiaru
- uniwersalna, kompatybilna z wszystkimi modelami penów
- nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- sterylizowane tlenkiem etylenu



dostępne rozmiary:

0,25x8mm – PM10022/0.25X8	0,25x6mm – PM10022/0.25X6	0,25x5mm – PM10022/0.25X5	0,30x8mm – PM10022/0.3X8
0,30x6mm – PM10022/0.3X6	0,33x12mm – PM10022/0.33X12	0,33x12,7 – PM10022/0.33X12.7	

sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt.
opakowanie handlowe: 100 szt.
opakowanie zbiorcze: 5 000 szt. karton

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.
Numer katalogowy:

0,25x8mm – PM10022/0.25X8	0,25x6mm – PM10022/0.25X6	0,25x5mm – PM10022/0.25X5	0,30x8mm – PM10022/0.3X8
0,30x6mm – PM10022/0.3X6	0,33x12mm – PM10022/0.33X12	0,33x12,7 – PM10022/0.33X12.7	



Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS 0000025915, NIP 849 00 00 039, Regon 790003564, Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 2.340.000,00 zł.