




BEZPIECZNE ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW INFUZYJNYCH






Dotyczy - Pakiet numer 81:
pozycja 1 – SM000200AG
pozycja 2 – SM000220AG
pozycja 3 – SM000230AG

spiritmedical
supplying for life



Numer katalogowy	Opis	Zdjęcie produktu
SM000200AG	<p>AirGuard® - Bezpieczny zestaw do infuzji</p> <p>Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm i trzema znacznikami (minimalnego, optymalnego i maksymalnego) wypełnienia komory, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu, zapewniającym brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. Zestaw kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.</p>	
SM000220AG	<p>AirGuard® - Bezpieczny zestaw do infuzji ze złączem bezigłowym</p> <p>Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym portem bocznym*, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm i trzema znacznikami (minimalnego, optymalnego i maksymalnego) wypełnienia komory, automatycznie i niezawodnie zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu,</p>	

SM000220AG	<p>zapewniającym brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. Zestaw kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.</p> <p>*Port boczny typu SecureConnect®, port ten posiada płaską, gładką, dzieloną przegrodę, która zamyka się automatycznie. Bezigłowy port typu SecureConnect® może być aktywowany do 600 razy, jest kompatybilny z tłuszczami i lekami cytotoksycznymi, nie zawiera lateksu i DEHP, odporny na działanie alkoholu (dezynfekcja).</p>	
SM000230AG	<p>AirGuard® - Bezpieczny zestaw do infuzji z zaworem antyrefluksowym</p> <p>Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm i trzema znacznikami (minimalnego, optymalnego i maksymalnego) wypełnienia komory, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock z zieloną zastawką bezzwrotną uniemożliwiającą cofnięcie się płynu / krwi do zestawu i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu, zapewniającym brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. Zestaw kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.</p>	
SM000240AG	<p>AirGuard® - Bezpieczny zestaw do infuzji ze złączem bezigłowym i z zaworem antyrefluksowym</p> <p>Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym portem bocznym*, wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm i trzema znacznikami (minimalnego, optymalnego i maksymalnego) wypełnienia komory, automatycznie i niezawodnie zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowana do</p>	

SM000240AG	<p>dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock z zieloną zastawką bezzwrotną uniemożliwiającą cofnięcie się płynu / krwi do zestawu i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu, zapewniającym brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. Zestaw kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.</p> <p>*Port boczny typu SecureConnect®, port ten posiada płaską, gładką, dzieloną przegrodę, która zamyka się automatycznie. Bezigłowy port typu SecureConnect® może być aktywowany do 600 razy, jest kompatybilny z tłuszczami i lekami cytotoksycznymi, nie zawiera lateksu i DEHP, odporny na działanie alkoholu (dezynfekcja).</p>	
SM000230AG3EX	<p>AirGuard® - Bezpieczny zestaw do infuzji z zaworem antyrefluksowym, z linią przedłużającą z kranikiem trójdroźnym.</p> <p>System do bezpiecznych przetoczeń płynów infuzyjnych składający z bezpiecznego zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych - wentylowany, jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem 15µm i trzema znacznikami (minimalnego, optymalnego i maksymalnego) wypełnienia komory, niezawodnie zatrzymującą infuzję i zapobiegającą przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kroplowej, skalibrowaną do dostarczania 20 kropli na 1 ml, dodatkowy zacisk bezpieczeństwa umożliwiający zatrzymanie infuzji bez konieczności zmiany przepływu zaciskiem rolkowym, zacisk rolkowy, długość 185 cm, zakończony końcówką Luer-Lock z zieloną zastawką antyrefluksową uniemożliwiającą cofnięcie się płynu / krwi do zestawu, ze zintegrowanym kranikiem trójdroźnym i drenem przedłużającym o identycznej średnicy jak średnica drenu zestawu do przetoczeń, długość 150 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu, zapewniającym brak kontaktu Personelu</p>	

SM000230AG3EX	Medycznego z lekiem. Całkowita długość systemu 335 cm. System kompatybilny z lekami cytotoksycznymi. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.	
---------------	--	--



Spirit Medical Poland Sp. z o. o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Tel.: 662 331 355
e-mail: ms@spiritmedical.com

Dotyczy postępowania przetargowego:
„Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”
Numer referencyjny postępowania:
WSZ-EP-54/2024