

Produkt:

**30000 3M™ Bair Hugger™**

**Kołdra grzewcza na całe ciało**

Nr katalogowy: 30000-12



# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu:

- Kołdra grzewcza na pacjenta na całe ciało.
- Powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta.
- Powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej; konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii;
- Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części.
- Pomędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu).
- Nieogrzewana część okrywająca stopy pacjenta (zgrzew blokujący przepływ powietrza) chroniąca przed urazem termicznym.
- Zewnętrzna foliowa warstwa kołdry pełni funkcje izolującą ciało pacjenta i zmniejsza straty ciepła gdy odłączone jest urządzenie grzewcze.
- 1 port do podłączenia przewodu grzewczego w dolnej części kołdry, zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów.
- Port pozwala na swobodne obracanie przewodu grzewczego względem portu kołder wyposażonych w taśmy mocujące na brzegach.
- Kołdra posiada specjalne klapy przeznaczone do podłożenia pod barki pacjenta w celu jej stabilizacji i zwiększenia efektywności ogrzewania.
- Wykonana z materiału niepalnego – I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission.
- Lekki materiał zmniejsza koszty utylizacji oraz sprzyja układaniu się kołdry w kształcie namiotu nad ciałem pacjenta co zwiększa efektywność ogrzewania.
- Zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Bair Hugger model 775.

## Dane techniczne:

- Materiał: polipropylen
- Rozmiar: 213 x 91 cm
- Waga: 142 g

## Zalecenia

- Kołdra przeznaczona jest do stosowania w oddziałach pooperacyjnych, wybudzeniowych, OIOM, intensywnej opieki chirurgicznej, oparzeniowych, położniczych oraz w pogotowiu ratunkowym, w izbie przyjęć.
- Kołdra jest kompatybilna z urządzeniem 3M Bair Hugger.
- Kołdry technicznie pasują do ogrzewaczy Equator i Mistral.

