

Staplery chirurgiczne

Staplery wewnętrzne

Staplery skórne

Staplery wewnętrzne

Stapler liniowy

Stapler liniowy z nożem

Stapler okrężny

Stapler KOL

Stapler TST

Automatyczna kapciuchownica

Stapler endoskopowy liniowy z nożem

Stapler liniowy

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Opis

Stapler liniowy jednorazowego użytku załadowany ładunkiem z dwoma rzędami zszywek oraz trzema rzędami w białym ładunku.




Numer katalogowy	Produkt	Rozmiar staplera / ładunku	Długość linii zszywek	Liczba rzędów zszywek	Liczba zszywek	Wysokość otwartej zszywki	Kolor ładunku
LS3035	<i>stapler</i>	30	30 mm	2	13	3.5 mm	Niebieski
LSC3035	<i>ładunek</i>	30	30 mm	2	13	3.5 mm	Niebieski
LS3048	<i>stapler</i>	30	30 mm	2	13	4.8 mm	Zielony
LSC3048	<i>ładunek</i>	30	30 mm	2	13	4.8 mm	Zielony
LS30V3	<i>stapler</i>	30	30 mm	3	23	2.5 mm	Biały
LSC30V3	<i>ładunek</i>	30	30 mm	3	23	2.5 mm	Biały
LS4535A	<i>stapler</i>	45	45 mm	2	15	3.5 mm	Niebieski
LSC4535A	<i>ładunek</i>	45	45 mm	2	15	3.5 mm	Niebieski
LS4548A	<i>stapler</i>	45	45 mm	2	15	4.8 mm	Zielony
LSC4548A	<i>ładunek</i>	45	45 mm	2	15	4.8 mm	Zielony
LS6035	<i>stapler</i>	60	60 mm	2	25	3.5 mm	Niebieski
LSC6035	<i>ładunek</i>	60	60 mm	2	25	3.5 mm	Niebieski
LS6048	<i>stapler</i>	60	60 mm	2	25	4.8 mm	Zielony
LSC6048	<i>ładunek</i>	60	60 mm	2	25	4.8 mm	Zielony
LS9035	<i>stapler</i>	90	90 mm	2	33	3.5 mm	Niebieski
LSC9035	<i>ładunek</i>	90	90 mm	2	33	3.5 mm	Niebieski
LS9048	<i>stapler</i>	90	90 mm	2	33	4.8 mm	Zielony
LSC9048	<i>ładunek</i>	90	90 mm	2	33	4.8 mm	Zielony

Stapler liniowy z nożem

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Opis

Stapler liniowy z nożem, jednorazowego użytku, z ładunkiem, z podwójną linią zszywek. Stosowany w chirurgii żołądkowo-jelitowej, torakochirurgii, do resekcji i tworzenia zespoleń.



Numer katalogowy	Produkt	Rozmiar staplera / ładunku	Długość linii zszywek	Długość linii cięcia	Ilość zszywek	Wysokość otwartej zszywki	Kolor ładunku
LC6038	stapler	60	65 mm	59 mm	64	3,8 mm	niebieski
LCC6038	ładunek	60	65 mm	59 mm	64	3,8 mm	niebieski
LC6045	stapler	60	65 mm	59 mm	64	4,5 mm	zielony
LCC6045	ładunek	60	65 mm	59 mm	64	4,5 mm	zielony
LC8038	stapler	80	85 mm	79 mm	84	3,8 mm	niebieski
LCC8038	ładunek	80	85 mm	79 mm	84	3,8 mm	niebieski
LC8042	stapler	80	85 mm	79 mm	84	4,2 mm	złoty
LCC8042	ładunek	80	85 mm	79 mm	84	4,2 mm	złoty
LC8045	stapler	80	85 mm	79 mm	84	4,5 mm	zielony
LCC8045	ładunek	80	85 mm	79 mm	84	4,5 mm	zielony
LC10038	stapler	100	105 mm	99 mm	104	3,8 mm	niebieski
LCC10038	ładunek	100	105 mm	99 mm	104	3,8 mm	niebieski
LC10045	stapler	100	105 mm	99 mm	104	4,5 mm	niebieski
LCC10045	ładunek	100	105 mm	99 mm	104	4,5 mm	niebieski

Stapler okrężny

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Opis

Jednorazowy wewnętrzny stapler okrężny, zakrzywiony, z dwoma rzędami zszywek.

Stosowany najczęściej w chirurgii żołądkowo-jelitowej do tworzenia zespoleń okrężnych przełyku, żołądka, jelit i odbytnicy, techniką koniec do końca lub koniec do boku.



Numer katalogowy	Rysunek	Opis	Kolor	Ilość zszywek	Zewnętrzna średnica kowadełka	Średnica ostrza
CSC21		Konwencjonalny	Pomarańczowy	16	21 mm	13,0 mm
CSC21-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Pomarańczowy	16	21 mm	13,0 mm
CSC25		Konwencjonalny	Biały	20	25 mm	17,0 mm
CSC25-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Biały	20	25 mm	17,0 mm
CSC29		Konwencjonalny	Niebieski	24	29 mm	20,5 mm
CSC29-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Niebieski	24	29 mm	20,5 mm
CSC33		Konwencjonalny	Zielony	28	33 mm	24,8 mm
CSC33-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Zielony	28	33 mm	24,8 mm

Endoskopowy stapler okrężny

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Opis

Stapler jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, zakrzywiony, przedłużony, z uszczelnieniem, wyposażony w dwa naprzemiennie ułożone rzędy zszywek.

Przeznaczony jest przede wszystkim do zabiegów laparoskopowych i operacji bariatrycznych.



Numer katalogowy	Kolor	Ilość zszywek	Zewnętrzna średnica kowadełka	Średnica ostrza
ECSC21	Pomarańczowy	16	21 mm	13,0 mm
ECSC25	Biały	20	25 mm	17,0 mm
ECSC29	Niebieski	24	29 mm	20,5 mm
ECSC33	Zielony	28	33 mm	24,8 mm

Platforma CST

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Opis

Jednorazowy wewnętrzny stapler okrężny, uszczelniony, z dwoma rzędami zszywek, z bezbarierową głową staplera o dużej objętości. Stosowany najczęściej w chirurgii żołądkowo-jelitowej do tworzenia zespoleń okrężnych przełyku, żołądka, jelit i odbytnicy, techniką koniec do końca lub koniec do boku.



Numer katalogowy	Kolor	Ilość zszywek	Zewnętrzna średnica kowadełka	Średnica ostrza
CST21	Pomarańczowy	16	21 mm	13,0 mm
CST25	Biały	20	25 mm	17,0 mm
CST29	Niebieski	24	29 mm	20,5 mm
CST33	Zielony	28	33 mm	24,8 mm

KOL Stapler okrężny

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Opis

Jednorazowy wewnętrzny stapler okrężny, prosty, z podwójnym rzędem zszywek. Stosowany do zespołów kolorektalnych, szczególnie przeznaczony do przedniej niskiej resekcji (klasyczny KOL) oraz do techniki TaTME (nowy KOL).



Numer katalogowy	Zewnętrzna średnica kowadełka	Kolor/opis	Liczba zszywek	Średnica ostrza	Wysokość otwartej zszywki	Wysokość zszywki po zamknięciu	Wysokość / pojemność głowy staplera
CSC29-KOL	29 mm	Niebieski / długie kowadełko	24	20,5 mm	5,0 mm	1,0 ~ 2,5 mm	4 cm / 12,6 cm ³
KOL29	29 mm	Niebieski / krótkie kowadełko	24	20,5 mm	5,0 mm	1,0 ~ 2,5 mm	4 cm / 12,6 cm ³
CSC33-KOL	33 mm	Zielony / długie kowadełko	32	24,8 mm	5,0 mm	1,0 ~ 2,5 mm	4 cm / 17,8 cm ³
KOL33	33 mm	Zielony / krótkie kowadełko	32	24,8 mm	5,0 mm	1,0 ~ 2,5 mm	4 cm / 17,8 cm ³

Akcesoria transanalne



Stapler TST (Terapia Wybiórcza Tkanek)

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Opis

Jednorazowy wewnętrzny stapler okrężny, z podwójnym rzędem zszywek. Stosowany do zespołów kolorektalnych, szczególnie przeznaczony do resekcji tkanki hemoroidalnej (TST33) i resekcji wypadającej odbytnicy (TST36).



Numer katalogowy	Średnica zewnętrzna kowadełka	Ilość zszywek	Wysokość zszywek	Wysokość zamkniętych zszywek	Objętość główki staplera
TST33-S180	33 mm	32	4.0 mm	0.75 ~ 1.5 mm	19 ml
Akcesoria Transanalne					

Numer katalogowy	Średnica zewnętrzna kowadełka	Ilość zszywek	Wysokość zszywek	Wysokość zamkniętych zszywek	Objętość główki staplera
TST 36-S180	36 mm	34	4.2 mm	0.75 ~ 1.8 mm	35 ml
Akcesoria Transanalne					

Automatyczna kapciuchownica

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Opis

Przyrząd wewnętrzny jednorazowego użytku do umieszczania okrężnego, nylonowego szwu kapciuchowego 2/0 i podtrzymujących go stalowych zszywek. Stosowany najczęściej w chirurgii żołądkowo-jelitowej, w chirurgii przełyku, żołądka i jelit.




Numer katalogowy	Długość rękojeści	Długość ładunku	Długość nici	Ilość zszywek
APS45	310 mm	47 mm	690 mm	18
APS65	256 mm	67 mm	730 mm	28

Stapler endoskopowy liniowy z nożem

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Opis

Jednorazowy, wewnętrzny, endoskopowy stapler liniowy, który tnę i umieszcza trzy rzędy zszywek różnej wysokości. Stosowany w chirurgii żołądkowo - jelitowej, chirurgii klatki piersiowej i urologii, do transsekcji, resekcji i tworzenia zespolenia.



Rękojeść staplera



Numer katalogowy	Długość trzonu	Średnica trzonu
SELC-GS	60 mm	12 mm
SELC-GM	160 mm	12 mm
SELC-GL	260 mm	12 mm

Stapler endoskopowy liniowy z nożem

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Trzon z ładunkiem



Numer katalogowy	Długość linii zszywek	Wysokość otwartej zszywki	Wysokość zamkniętej zszywki	Kolor ładunku
SMG-30WR	30 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały
SMG-45WR	45 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały
SMG-60WR	60 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały
SMG-30BR	30 mm	2.5 / 3.0 / 3.5 mm	1.0 ~ 1.8 mm	Niebieski
SMG-45BR	45 mm	2.5 / 3.0 / 3.5 mm	1.0 ~ 1.8 mm	Niebieski
SMG-60BR	60 mm	2.5 / 3.0 / 3.5 mm	1.0 ~ 1.8 mm	Niebieski
SMG-45DR	45 mm	3.0 / 3.5 / 3.8 mm	1.2 ~ 2.0 mm	Złoty
SMG-60DR	60 mm	3.0 / 3.5 / 3.8 mm	1.2 ~ 2.0 mm	Złoty
SMG-45GR	45 mm	3.5 / 3.8 / 4.2 mm	1.5 ~ 2.25 mm	Zielony
SMG-60GR	60 mm	3.5 / 3.8 / 4.2 mm	1.5 ~ 2.25 mm	Zielony
SMG-30WRH	30 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały

Numer katalogowy	Długość linii zszywek	Wysokość otwartej zszywki	Wysokość zamkniętej zszywki	Kolor ładunku
SMG-45WRH	45 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały
SMG-60WRH	60 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały
SMT-45TR	45 mm	4.2 / 4.5 / 5.0 mm	2.25 ~ 3.0 mm	Czarny
SMT-60TR	60 mm	4.2 / 4.5 / 5.0 mm	2.25 ~ 3.0 mm	Czarny

Ładunki



Numer katalogowy	Długość linii zszywek	Wysokość otwartej zszywki	Wysokość zamkniętej zszywki	Kolor ładunku
SRG-30W	30 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały
SRG-45W	45 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały
SRG-60W	60 mm	2.0 / 2.5 / 3.0 mm	0.88 ~ 1.5 mm	Biały
SRG-30B	30 mm	2.5 / 3.0 / 3.5 mm	1.0 ~ 1.8 mm	Niebieski
SRG-45B	45 mm	2.5 / 3.0 / 3.5 mm	1.0 ~ 1.8 mm	Niebieski
SRG-60B	60 mm	2.5 / 3.0 / 3.5 mm	1.0 ~ 1.8 mm	Niebieski
SRG-45D	45 mm	3.0 / 3.5 / 3.8 mm	1.2 ~ 2.0 mm	Złoty
SRG-60D	60 mm	3.0 / 3.5 / 3.8 mm	1.2 ~ 2.0 mm	Złoty
SRG-45G	45 mm	3.5 / 3.8 / 4.2 mm	1.5 ~ 2.25 mm	Zielony
SRG-60G	60 mm	3.5 / 3.8 / 4.2 mm	1.5 ~ 2.25 mm	Zielony
SRT-45T	45 mm	4.2 / 4.5 / 5.0 mm	2.25 ~ 3.0 mm	Czarny
SRT-60T	60 mm	4.2 / 4.5 / 5.0 mm	2.25 ~ 3.0 mm	Czarny

Staplery skórne

Manipulator AZ

Stapler skórny B. Braun 35W – Advan

Przyrząd do usuwania zszywek

Manipler® AZ

Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry

Opis

Zszywacz do skóry Manipler® AZ umożliwia szybkie zamknięcie rany; z przeznaczeniem do wszelkich zabiegów chirurgicznych. Zapewnia bezpieczeństwo zamykania ran, zmniejszając ryzyko wystąpienia ewentualnych komplikacji po zabiegu.

Wskazania:

Szycie skóry w następujących zakresach:

- Chirurgia ogólna
- Ortopedia
- Ginekologia
- Chirurgia klatki piersiowej
- Urologia

Cechy i korzyści:

Lekka konstrukcja

- Posiada właściwości dobrze wyważonego instrumentu chirurgicznego

Wysoka jakość

- Zapewnia solidne, trwałe i niezawodne wykonanie zabiegu

Smukły uchwyt

- Zapewnia doskonałą widoczność pola operacyjnego i umożliwia łatwe manipulowanie instrumentem bez efektu zmęczenia dłoni

Unikalne zagięcie końcówki

- Umożliwia dokładną obserwację pola operacyjnego i zamykania rany, zapewniając precyzyjne umieszczenie zszywek

Możliwość zakładania zszywek pod kątem

- Opcja zakładania zszywek z uwzględnieniem różnej grubości skóry


Ekonomiczność

- Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek
- Precyzyjne zamknięcie zszywkami minimalizuje ewentualność powstania blizny




Uchwyt wygięty pod optymalnym kątem

Kąt wygięcia zszywacza zapewnia dobrą widoczność brzegów zamykanej rany




Automatyczne podawanie zszywek

Zszywki są wysuwane precyzyjnie, co umożliwia szybkie zamknięcie rany i skraca czas trwania zabiegu



Prostokątny kształt zszywek

Zapewnia wiele korzyści, w tym optymalne zamknięcie rany i trwałość połączenia



Łatwy w obsłudze

Wysoki profil zszywek ułatwia ich usuwanie

Opis produktu	Informacja nt. zszywek				Wymiary zszywki	Ilość szt. / opakowanie	Numer katalogowy
	Typ	Ilość	Powłoczenie	Grubość			
Manipler® AZ	Szeroka	35	Teflon	0,58mm		6	783100

Stapler skórny B. Braun 35W – Advan

Stapler jednorazowego użytku

Opis

Stapler skórny B. Braun 35W to sterylny zszywacz jednorazowego użytku, przeznaczony do zamykania ran skórnych po wszelkich zabiegach chirurgicznych. Każde urządzenie dostarcza 35 zszywek ze stali nierdzewnej.

Cechy i korzyści:

- Lekki i ergonomiczny
- Uchwyt poręczny nawet dla mniejszych dłoni
- Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów
- Unikalne zagięcie końcówki dla lepszej widoczności
- Transparentny wkład ze wskaźnikiem umożliwiającym kontrolowanie zużycia zszywek



Opis produktu	Informacja nt. zszywek		Wymiary zszywki		Ilość szt. / opakowanie	Numer katalogowy
	Typ	Ilość	Grzbiet	Nóżka		
Stapler skórny B. Braun 35W	Szeroka	35	7.2 mm	4.9 mm	5	783106

Przyrząd do usuwania zszywek

Łatwe i wydajne rozwiązanie

Opis

Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku.

Wskazania:

- Usuwanie wszystkich rodzajów chirurgicznych zszywek do skóry

Cechy i korzyści:

Uniwersalność produktu

- Usuwa wszystkie rodzaje chirurgicznych zszywek do skóry

Łatwa obsługa

- Niezawodna praca pod pełną kontrolą
- Usuwanie zszywek jest proste i bezpieczne

Estetyczny wygląd



Opis produktu	Ilość sztuk / opakowanie	Numer katalogowy
Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku	6	783101
Przyrząd do usuwania zszywek C-W jednorazowego użytku	20	783104