

CODAN SpikeSWAN



1. Kolec (spike) do wielokrotnego transferu leków cytotoksycznych z fiolki do pojemnika z płynem infuzyjnym w warunkach aseptycznych (roztwory wodne i oleiste).
2. Kolec standardowy z otworem biórczym
3. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku
4. Bezigłowy zawór samouszczelniający typu SWAN - Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce
5. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem
6. Dostosowany do fiolek z lekiem o średnicy ok. 20mm
7. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml
8. Czas stosowania do 7dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.
9. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu
10. Pakowany pojedynczo

Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia Producenta Leku i aktualną Kartą Charakterystyki Produktu Leczniczego. Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny i obowiązujących procedur.

Nr katalogowy
16.5290

Opis
CODAN SpikeSwan

Sposób pakowania
50/600