

# Regionalna anestezja

## Perifix® – zestawy z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych



Perifix® zestaw bez filtra

Zastosowanie wyrobu: Znieczulenie zewnątrzoponowe to procedura blokady centralnej stosowana w chirurgii, położnictwie oraz w leczeniu bólu. Znieczulenie zewnątrzoponowe (lędźwiowe, piersiowe, szyjne) w celu szybkiego i niezawodnego znieczulenia w trakcie operacji. W razie konieczności znieczulenie można rozszerzyć i wydłużyć w trakcie trwania operacji. Zniesienie czucia bólu jest możliwe w dowolnym momencie po operacji.

Nr katalogowy zestawu	Kod	Perican®		Perifix cewnik + łącznik do cewnika				Perifix – filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm	Perifix L. O. R. 10 ml, luer – strzykawka do metody spadku oporu	PIN PAD – system mocowania filtra Perifix	Jednostka handlowa (szt.)
		G18 x 3 1/4" 1,3 x 80 mm – różowy	G16 x 3 1/4" 1,7 x 80 mm – biały	G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne	G19 – 0,6 x 1,05 zamknięty koniec, trzy otwory boczne	G20 – 0,45 x 085 otwór na końcu cewnika	G20 – 0,45 x 0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Miękka końcówka				
Perifix – zestaw zewnątrzoponowy z filtrem i strzykawką do metody spadku oporu											
4514017	401	+		+				+	+		20
4514513	451	+		+				+	+	+	
4514025	402		+		+			+	+		
4510097	701	+					+	+	+		
4517504	750	+					+	+	+	+	
Perifix – zestaw mini											
4513002	300	+		+							
4513100	310		+		+						
4511000	100	+				+					
Perifix – zestaw mini ze strzykawką do metody spadku oporu											
4513010	301	+		+					+		
4513029	302		+		+				+		

20